

あなたのオーラルケアを レベルアップ。

お口の健康を守るためには、歯みがきによって効率的にプラーク(歯垢)を除去することがとても重要です。あなたのオーラルケアをよりレベルアップさせるためにリニア音波振動の技術を取り入れた歯科医院専用音波振動歯ブラシ「プリニア」を開発いたしました。




PRINIA
Prevention × Linear

■ 包装



● ジーシー プリニア	
プリニア本体	1台
カーブフロートブラシ	1本
ワンタフトブラシ	1本
充電器(ブラスタンド付き)	1個
トラベルケース	1個
クイックマニュアル	1枚

● 音波&電動歯ブラシ用歯みがきペースト 1本
希望患者価格 ¥9,975(税込)



クイックマニュアル(A5サイズ 表・裏)



トラベルケース収納時

■ 別売品



カーブフロートブラシ
(ブラシ2本、識別リング4色)
1セット 希望患者価格 ¥945(税込)

ワンタフトブラシ
(ブラシ2本、識別リング4色)
1セット 希望患者価格 ¥420(税込)

■ 医薬部外品



音波&電動歯ブラシ用歯みがきペースト
(販売名 プロスベック歯みがきペーストG)
1本 65g 希望患者価格 ¥473(税込)

薬効成分	フッ化ナトリウム グリチルリチン酸ジカリウム 塩酸タロルヘキシジン
研磨剤	無水ケイ酸
還流剤	濃グリセリン、プロピレングリコール
発泡剤	ラウリル硫酸ナトリウム
乳化剤	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油
粘度調整剤	カルボキシメチルセルロースナトリウム
防腐剤	パラベン
甘味剤	キシリトール、サッカリンナトリウム
着色剤	香料(グレープフルーツ)
溶剤	精製水

製造元
日本コルマー株式会社

※本カタログの掲載内容、希望患者価格は2004年5月現在のものです。
※印刷の都合上、実物と多少色・仕様が異なる場合がございます。
※本カタログの無断転載、無断複製を禁じます。

ご使用に際しましては、必ず製品添付の取扱説明書をお読みください。

株式会社 ゴーシー **DIC** (デンタルインフォメーションセンター) フリーダイヤル ☎ **0120-416480** 月～金: 9:00am～5:00pm (土・日・祝日を除く)
支 店 ●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所 ●北海道 (011)729-2130 ●東北 (022)283-1751 ●名古屋 (052)703-3231 ●九州 (092)441-1286
歯の健康についての情報満載のホームページ <http://www.mi21.net>

販売元
株式会社 ゴーシー
東京都板橋区蓮沼町76番1号

製造元
松下電工株式会社
東京都港区東新橋1丁目5番1号

詳しくは当医院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。

音波振動歯ブラシ
PRINIA
ジーシー プリニア Prevention × Linear

プロが薦める 歯科医院専用
音波振動歯ブラシ

ポイントみがき用
ワンタフトブラシ付

音波&電動歯ブラシ用
歯みがきペースト
DENTAL PASTE
for
Electric Toothbrush

歯科用フック入り歯みがき
薬効成分 0.2%フッ化ナトリウム
(フッ素500ppm)
グリチルリチン酸
ジカリウム
塩酸タロルヘキシジン
香料(グレープフルーツ)

甘味剤 キシリトール
着色剤 香料(グレープフルーツ)

MI-0001

4つのこだわりを持った 音波振動歯ブラシ「プリニア」。

リニア音波振動で 理想的なブラッシングをサポート

先進のリニア音波振動により、1分間に31,000回もの
ブラシストローク^{※2}を実現。プラークの除去に理想的な
振幅1mmの往復運動を高速で行うことにより、手用歯
ブラシより短時間で効率的にプラークを除去し、歯の
表面をツルツルに仕上げます。



※1 音波領域内での振動
※2 往復運動の片側を1ストロークとして計算

ポイントみがきに最適な 「ワンタフトブラシ」

カーブネックにより奥歯まで届きやすく、全体的なブ
ラッシングに適した「カーブフロートブラシ」に加え、
ポイントみがき用として「ワンタフトブラシ」もライン
ナップ。通常の歯ブラシでは磨きにくい細かなところ
もブラシを当てることができますので、特にむし歯に
なりやすい「歯と歯の間」、「歯と歯ぐきの境目」、「歯並
びが悪いところ」、「矯正装置の周辺」などのブラッシ
ングにお勧めです。



選べる3つの振幅モード 「ノーマル」「ソフト」「スーパーソフト」

ブラシの振幅(ブラシが振動する幅)は理想的なブ
ラッシングが行える「ノーマル」(振幅1mm)に加え、
「ソフト」と「スーパーソフト」もご用意。初めて音波振
動歯ブラシを使われる方や歯ぐきに炎症がある方は
「ソフト」や「スーパーソフト」を使用することで快適
にご使用いただけます。



低研磨性&フッ素配合 「音波&電動歯ブラシ用歯みがきペースト」

プリニアは、音波振動歯ブラシに最適な低研磨性の「歯
みがきペースト」付きです。毎日のブラッシングでも歯
を傷めることはありません。また、ペーストに含まれた
薬効成分によって、むし歯や歯周炎の予防にも有効な
プロ仕様「歯みがきペースト」です。




選べる2種類の歯ブラシ



「カーブフロートブラシ」通常の歯みがき用

ヘッドの内部にバネがあり、歯の凹凸に合わせて毛束が上下する
特殊なフロート構造を採用。先端密集毛とカーブネックによ
り、みがきにくい奥歯もブラシがラクにとどきます。



「ワンタフトブラシ」ポイントみがき用

特にみがきにくい部分をみがくためにつくられたポイントみ
がき用歯ブラシです。



選べる3つの振幅モード

- ノーマル(振幅1.0mm)
通常の歯みがき
- ソフト(振幅0.7mm)
初めて音波振動歯ブラシを使う方
- スーパーソフト(振幅0.45mm)
歯ぐきが痛いときや炎症があるとき



低研磨性&フッ素配合歯みがきペースト

音波振動歯ブラシに適した低研磨性と飛び散りにくいペース
ト性状に加え、フッ素による再石灰化促進などによってお口
の健康を守る「歯みがきペースト」です。

- 低研磨性
- 再石灰化促進
- 低飛散性
- 殺菌・消炎効果
- 低発泡性
- キシリトール配合



PRINIA
Prevention × Linear

○ 軽量・コンパクト設計

音波振動タイプにもかかわらず長時間の使用でも疲れにくい軽
量・コンパクトサイズを実現。女性の方にもやさしい設計です。

○ 持ちやすい ラバーグリップ

グリップは持ちやすく、すべりにくいラバーグリップを採用。

○ 便利なタイマー機能

ブラッシング開始から約2分
ごとに一時停止し、歯みがき時間の
目安をお知らせします。

※「スーパーソフト」モードには、
タイマー機能はありません。

○ やさしくスタートする ソフトスタート機能付

※「ノーマル」モードのみです。

○ 押し当て過ぎ防止機構

ブラシを押しつける力が強すぎ
ると、ブラシの振幅が小さくなり
ます。

○ 本体は水洗いでき いつも清潔

ブラシを本体に取り付けたまま
水洗いができますので、お手入れ
も簡単です。



AC100-120V

サイズ

本体: 太さ26~28×長さ169mm(150g)
充電器: 高さ85×幅46×奥行90mm(145g)

連続使用時間(フル充電時)
約50分

※電池の劣化によって減少します。

