

GC




Since 1921  
100 years of Quality in Dental

は  
**歯**っ!  
とする話



## むし歯の発生



さまざまな要因が絡み合っています。



バランスがとれて健康な状態。



バランスが崩れるとむし歯になる。

お口の中は脱灰と再石灰化を繰り返しています。

口の中の細菌によって歯が溶ける病気

むし歯

歯周病

歯を支える組織が壊されていく病気

どちらも**プラーク**が主な原因

## 歯周病の進行

歯周病は自覚症状が少ないまま進行していきます。

全身にも影響を与えます

### 歯肉炎

歯と歯肉の境目にプラークがたまり、炎症が起きた状態。プラークが除去されると改善します。

### 歯周炎

歯肉炎が進行すると、歯を支えている骨(歯槽骨)が溶け、最終的に歯が抜けてしまいます。

脳血管疾患

認知症

低栄養

心臓疾患

誤嚥性肺炎

菌血症

糖尿病

メタボリックシンドローム

早産・低体重児出産

慢性腎臓病

知っていますか?

# 歯の寿命

歯にも1本1本平均寿命があります。



歯の平均寿命


厚生労働省：平成11年歯科疾患実態調査報告

前歯と奥歯で最大16年の差

歯を失う原因は?


1位 歯周病 2位 むし歯

年齢別による歯を失う原因




むし歯予防に

# B-10M/S B-20M/S




ポイント磨きができる

高さのある先端集中毛で、磨きにくい奥歯の奥や歯並びの悪い部分もしっかり磨けます。



歯と歯の間も磨ける

ラウンド毛



全ての毛がラウンド毛で、歯面だけでなく歯と歯の間のプラークもしっかり落とします。


歯周病対策に

# P-10M/S P-20M/S




歯肉に優しくしっかり届く

先端集中毛と段差植毛の長いテーパー毛の高さをそろえることで、歯肉に負担をかけず、ポイント磨きができます。



細かいところも磨ける

テーパー毛×ラウンド毛



長いテーパー毛が細かいところに入り込み、短いラウンド毛が歯面のプラークを落とします。



# 磨き残しやすいところが 簡単に磨ける 歯ブラシ

## rusce//o ルシェロ

段差植毛

歯と歯の間に入り込む



カーブネック

奥歯の奥までしっかり届く



先端集中毛

ポイント磨きができる



磨くときの力に  
気をつけましょう



段差植毛の短い毛が歯面に直角にあたるように



弱い

強い

※写真はB-10です

# ruscello

## ルシェロ 歯ブラシ B-10



毛の硬さ●M(ふつう)／S(やわらかめ)  
希望患者価格● 1本=¥390(税込)

## ルシェロ 歯ブラシ P-10



毛の硬さ●M(ふつう)／S(やわらかめ)  
希望患者価格● 1本=¥390(税込)

# picella!

## ルシェロ 歯ブラシ B-20 ピセラ



毛の硬さ●M(ふつう)／S(やわらかめ)  
希望患者価格● 1本=¥340(税込)

## ルシェロ 歯ブラシ P-20 ピセラ



毛の硬さ●M(ふつう)／S(やわらかめ)  
希望患者価格● 1本=¥340(税込)

※掲載内容は2025年5月現在のものです。  
※印刷の都合上、実物と多少色が異なる場合がございます。  
※無断転載、無断複製を禁じます。  
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

発売元

株式会社 ジーシー お客様窓口 ☎ 0120-179418

受付時間9:00a.m.～5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

歯の健康についての情報満載のホームページ <https://www.gc.dental/japan/education/public>

詳しくは当院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。