


Basic・Perio共通

しっかり届いて磨きやすい!「ピセラ」のGOODポイント

ストレスなく自然な角度で奥まで届く!

ゆるやかなカーブによって、通常の歯ブラシに比べてラクに奥までブラシが届きます。



歯と歯の間にしっかりアプローチ!


長い毛と短い毛を混合した段差植毛により、歯と歯の間や歯周ポケットなどにもブラシが入り込みます。



※イラストは全てBasic(B-20ピセラ)ですが、Perio(P-20ピセラ)にも共通の特徴があります。


奥歯の奥の汚れもキャッチ!

歯ブラシの先端部が山型形状をしており、歯と歯の間や歯並びの悪い部分、磨きにくい奥歯の奥もしっかり磨くことができます。




コンパクトなのに歯面にFIT!

幅の広い4列植毛が歯にしっかりフィット。女性の小さな歯でも安定したブラッシングが行えます。



年齢に合わせて歯ブラシを替える?

歯を失う原因のほとんどは、「むし歯」と「歯周病」です。これを年代別にみると、10代から30代までは「むし歯」の比率が高く、30代以降では「歯周病」が急激に増加します。そして、40歳頃を境にこの比率が逆転します。このため、毎日使う歯ブラシも「むし歯予防」と「歯周病予防」を年齢に合わせて上手に替えていくことが大切です。



貴女にぴったりの歯ブラシは見つかりましたか?
女性の年代や症状に合わせてラインナップされている「ルシェロ歯ブラシB-20/P-20ピセラ」を上手に選んで貴女をさらに磨いてください。

※掲載内容および掲載価格は、2009年1月現在のものです。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※マステント® MASDENT®は、ゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。
PA05650811
株式会社 ジーシー

ruscello
the toothbrush on P4 concept

GC



歯医者さんのすすめる、女性をさらに磨く歯ブラシ。
for Ladies


picea!

ルシェロ歯ブラシ B-20 M/S [ピセラ] P-20 M/S [ピセラ]



女性のための歯ブラシ「ピセラ」

一般的な歯ブラシは、男性・女性の両方を対象にデザインしているため、女性にはやや大きく感じられることがありました。「ピセラ」は女性のお口や手の大きさを参考に、ハンドルやブラシを設計。さらにむし歯予防や歯周病予防など、貴女のお口の状態や目的に合わせた選択が可能なので、使いやすく、効率的なブラッシングができます。女性をさらに磨く歯ブラシ「ピセラ」で、貴女もお口を健康にしませんか。



- **女性のお口に合わせた動かしやすい「コンパクトヘッド」**
お口の中で動かしやすく、奥歯にも届きやすいコンパクトなヘッドになっています。
- **女性の小さなお口でも奥歯までしっかり届くゆるやかな「カーブネック」**
ゆるやかなカーブを描くネック部により、女性の小さなお口でも奥歯にしっかり届きます。
- **女性のための持ちやすい「ハンドル」**
軽く握るだけで手にフィットするハンドル形状とラバーグリップにより、快適なブラッシングが行えます。

むし歯予防の「Basic」と歯周病予防の「Perio」、2タイプから選べます。

Basic (ベーシック)
●むし歯が気になる方の歯ブラシ
B-20 [ピセラ]
歯と歯の間や奥歯の奥など、細かいところまでしっかり磨ける!女性にぴったりのコンパクト歯ブラシです。

Perio (ペリオ)
●歯周病(ペリオ)が気になる方の歯ブラシ
P-20 [ピセラ]
歯と歯の間だけでなく歯周ポケットにも毛先が入りやすい!大人の女性のためのコンパクトなテーパー毛歯ブラシです。

貴女にぴったりの歯ブラシが見つかるYES/NOチェック付き!▶▶▶▶ OPEN

