



患者さんには、アットホームな雰囲気楽しんでいただきたくと常に心がけております。その点ジージーの商品は、患者さんにお勧めするのびつたりです。特にルシェロ、ピセラ、ルシェロフロスは、カラーもきれいで大好評です。男性の患者さんにはルシェロの黒がとて人気です。ピセラは、コンパクトヘッドで女性や若い患者さんのために、いろいろな色を取り揃えて選んでもらっています。治療中の患者さんには、お口をきれいにしながら同時にみがき強さやヘッドの動きも理解していただきやすいように思います。歯ブラシだけ購入の方もいらっしゃいます。特にそのような方は、丁寧に特徴を説明した上で納得していただけます。1度使用していただくと、気持ちよさを実感されてリピーターになっていただくことが多いように思います。

院長 工藤卓奥 先生、副院長 三嶋理穂 先生

当院でのTBIのポイント

ゴシゴシ模型を使い、ルシェロの良さを説明しています。

先端集中毛と段差植毛により、磨きにくく苦勞していた部分もラクに磨けることをご説明しています。



それから実際に口腔内で使用方法を説明しています。

術者磨きを行う事で、ブラシの当て方、力の入れ具合などの感覚を覚えていただけます。

※特に女性の方には、ピセラのコンパクトなヘッドとフィットするカーブで臼歯部の磨きにくい所に歯ブラシのあたっている感じが実感してもらっています。



ピセラ&ルシェロフロス



24歳女性、定期検診で来院。下顎の歯列不正部分のブラッシングを気にしている。歯ブラシは市販のものを使用していたが、B-20Mピセラとルシェロフロスを処方しブラッシング指導を実施。



歯列不正の部分にはピセラの先端集中毛を使ったポイント磨きを指導。



歯列不正が強いところは段差植毛では歯間に入りにくいためルシェロフロス(アンワックス)を処方しフロスにMIペーストをつけて隣接面の清掃を指導しました。



医院の外に予防製品の展示コーナーがあるので歯ブラシだけを買いに来られる方も多くいらっしゃいます。



外展示



外展示



歯科衛生士のみなさん



キャッスル歯科室スタッフのみなさん。

患者さんのモチベーションを上げる1つに口腔内状態に合った歯ブラシを処方することが大切だと思います。ルシェロは、個々の口腔状態に適した歯ブラシを細かく選択できる所が気に入っています。例えば歯肉の改善に合わせてP-10SからP-10Mへステップアップすることができます。数多くある歯ブラシの中から、どれを使ったらよいか悩まれる患者さんはたくさんいると思いますが、私たちは出来るだけその人に合った歯ブラシを患者さんと一緒に選択するように心がけています。最後に当院では、新しい商品を取り入れる際には、スタッフ全員で必ず試してから、患者さんへお勧めしています。

