


./'CC./



Since 1921
100 years of Quality in Dental



ruscello

picella!

ルシェロ 歯ブラシ B-20M/S P-20M/S ピセラ



手に
フィット

奥歯までしっかり届く
ゆるやかなカーブネック

小さな手でも
握りやすいハンドル

安定して磨ける
コンパクトヘッド

幅の広い4列植毛が
小さな歯にもフィット

※写真はB-20です




Basic type




ポイント磨きに
おすすめ

高さのある先端集中毛で
奥歯の奥や生えだての歯
もしっかり磨けます。



歯と歯の間も
磨ける

全ての毛がラウンド毛
なので、プラークをしっ
かり落とします。



細かいところも磨ける

長いテーパー毛が細かいところ
に入り込み、短いラウンド毛が歯面の
プラークを落とします。




歯肉に優しく
しっかり届く

先端集中毛と段差植
毛の長いテーパー毛の
高さをそろえることで、
歯肉に負担をかけず、
ポイント磨きができます。

Perio type

あなたにピッタリのpicella!™は?

YES →
NO →



ルシェロ 歯ブラシ B-20 ピセラ



オレンジ



ピンク

グリーン

ブルー

ネイビー

毛の硬さ●M(ふつう)／S(やわらかめ)

ルシェロ 歯ブラシ P-20 ピセラ



ピンク



ブルー

グリーン

イエロー

パープル

毛の硬さ●M(ふつう)／S(やわらかめ)

※掲載内容は2025年7月現在のものです。
※印刷の都合上、実物と多少色が異なる場合がございます。
※無断転載、無断複製を禁じます。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

発売元

株式会社 ジーシー お客様窓口 ☎ 0120-179418

受付時間9:00a.m.～5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

歯の健康についての情報満載のホームページ <https://www.gc.dental/japan/education/public>

詳しくは当院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。