



./GC./



Since 1921  
100 years of Quality in Dental

ruscello®

# Grappo

あなたをサポートする歯ブラシ


ルシェロ 歯ブラシ B-30・P-30 グラッポ




# 効率よく磨ける歯ブラシ



**効率よく  
プラークを落とす**  
毛束をランダムに密に配置



**歯肉にやさしい**  
外側がやわらかい  
毛になっている



ふつうの毛

やわらかい毛

**大きなストロークで磨ける**  
ヘッドの長さは約2~3歯分\*



**上下の歯をいっしょに磨ける**  
ヘッドの幅は上下の歯に合わせた長さ\*



滑り止めと、お口  
中でブラシの向きが  
わかるように突起が  
ついています。

にぎりやすい

太めの  
ハンドル

広範囲の  
ラバー

## むし歯予防に Basic



**歯と歯の間も  
磨ける**

全ての毛がラウンド毛  
なので、プラークをしっ  
かり落とします。




## 歯周病対策に Perio



**細かいところも  
磨ける**

長いテーパー毛が細か  
いところに入り込み、短  
いラウンド毛が歯面の  
プラークを落とします。



**歯ブラシは丁寧に  
洗いましょう！**

歯みがき後は、ブラシを清潔に保つ  
ために丁寧に水洗いしてください。



**細かいところは歯科医院で！**

自分で落とすきれいな細かい部分のプラ  
ークは、歯科医院できれいにしてもらい  
ましょう。



\* 現代日本人の歯の大きさについての観察 日大歯学。  
Nihon Univ.Dent. J.69, 122-130,199

\*画像はB-30です

ルシェロ 歯ブラシ  
B-30 グラッポ



クリアパープル  
クリアレッド  
クリアブルー  
クリアグリーン  
クリアイエロー

ルシェロ 歯ブラシ  
P-30 グラッポ



ブルー  
ネイビーブルー  
ピンク  
レッド  
イエロー



シンプルケアでお口を守る

薬用歯みがきジェル

医薬部外品 歯科医院用

ルシェロ おとなのトータルケア歯みがきジェル

【販売名】 ジーシーイオン歯みがきジェル

内容量●90g

包装●1函:1本

- |                        |                           |                       |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| フッ化ナトリウム<br>(1450ppmF) | イソプロピルメチル<br>フェノール (IPMP) | 塩化セチルピリジ<br>ニウム (CPC) |
| グリチルリチン酸<br>ジカリウム      | 硝酸カリウム                    | 研磨剤・清掃剤<br>フリー        |

※6歳未満の手の届かないところに保管し、使用させない

製造販売元 日本ゼトック株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

※掲載内容は2025年9月現在のものです。  
※印刷の都合上、実物と多少色が異なる場合がございます。  
※無断転載、無断複製を禁じます。  
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

発売元  
株式会社 ゼーシー お客様窓口 ☎ 0120-179418

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)

歯の健康についての情報満載のホームページ <https://www.gc.dental/japan/education/public>

詳しくは当院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。