

GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental



と する 話



むし歯の発生



口の中の細菌によって
歯が溶ける病気

むし歯

歯周病

歯を支える組織が
壊されていく病気

どちらも**プラーク**が主な原因

歯周病の進行


歯肉炎

歯と歯肉の境目にプラークがたまり、炎症が起きた状態。プラークが除去されると改善します。

歯周炎

歯肉炎が進行すると、歯を支えている骨(歯槽骨)が溶け、最終的に歯が抜けてしまいます。


全身にも影響を与えます



知っていますか？

歯の寿命

歯にも1本1本平均寿命があります。




「平成11年歯科疾患実態調査の概要」厚生労働省
<https://www.mhlw.go.jp/topics/0105/t050524-1-10.html>
をもとに株式会社ジーシー作成

歯を失う原因は？

1位 歯周病 2位 むし歯

年齢別による歯を失う原因



歯周病は自覚症状が少ないまま進行していきます。

公益財団法人8020推進財団 第2回 永久歯の抜歯原因調査 報告書, 2018, 統計表36, p73. を参照し, 株式会社ジーシーにてグラフ作成

むし歯予防に

B-10 M/S B-21 M/S ピセラ



B-10

B-21

ポイント磨きができる


先端の毛が高くなっているので、磨きにくい奥歯の奥や歯が重なっている部分もしっかり磨けます。



※画像はB-21です

歯と歯の間も磨ける

全ての毛がラウンド毛なので、プラークをしっかり落とします。



ラウンド毛

歯周病対策に


P-10 M/S P-21 M/S ピセラ



P-10

P-21


歯肉にやさしくしっかり届く



※画像はP-21です

細かいところも磨ける

長いテーパー毛が細かいところに入り込み、短いラウンド毛が歯面のプラークを落とします。




テーパー毛×ラウンド毛

磨き残しやすいところが

簡単に磨ける歯ブラシ

3本の歯ブラシが1本に！

ワンタフトブラシ + 長い毛の歯ブラシ + 短い毛の歯ブラシ



ポイント磨き

歯と歯の間

歯の表面



カーブネック


奥歯の奥までしっかり届く



磨くときの力に
気をつけましょう



短い毛が歯面に直角にあたるように



弱い

強い

※画像はB-10です

ルシェロ 歯ブラシ B-10

毛の硬さ●M(ふつう)、S(やわらかめ)



ルシェロ 歯ブラシ P-10

毛の硬さ●M(ふつう)、S(やわらかめ)



picella!

ルシェロ 歯ブラシ B-21 ピセラ

毛の硬さ●M(ふつう)、S(やわらかめ)



ルシェロ 歯ブラシ P-21 ピセラ

毛の硬さ●M(ふつう)、S(やわらかめ)



シンプルケアでお口を守る

薬用歯みがきジェル

医薬部外品 歯科医院用

ルシェロ おとなのトータルケア歯みがきジェル

【販売名】 ジーシーイオン歯みがきジェル

内容量●90g

包装●1函:1本

フッ化ナトリウム
(1450ppmF)

イソプロピルメチル
フェノール (IPMP)

塩化セチルピリジ
ニウム (CPC)

グリチルリチン酸
ジカルシウム

硝酸カルシウム

研磨剤・清掃剤
フリー

※6歳未満の手の届かないところに保管し、使用させない

製造販売元 日本ゼトック株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号



※掲載内容は2025年9月現在のものです。
※印刷の都合上、実物と多少色が異なる場合がございます。
※無断転載、無断複製を禁じます。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

株式会社 ジーシー お客様窓口 ☎ 0120-179418

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)

歯の健康についての情報満載のホームページ <https://www.gc.dental/japan/education/public>

詳しくは当院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。