



./'G.C.'/



Since 1921
100 years of Quality in Dental

ruscello®
picella!

誰でも簡単に効率よく磨けるコンパクト歯ブラシ

ルシェロ 歯ブラシ B-21 M/S・P-21 M/S ピセラ



狭いところまで入れやすい
薄型コンパクトヘッド



幅の広い
4列植毛で
安定して磨ける



ヘッドが薄いので
奥歯の奥まで
スムーズに挿入
できる

奥歯までしっかり届く
ゆるやかなカーブネック

握りやすい
ハンドル



手に
フィット


※写真はB-21です

むし歯予防に
Basic



ポイント磨きに
おすすめ

先端の毛(色のついている部分)が高くなっているため、奥歯の奥や歯が重なっている部分もしっかり磨けます。



歯と歯の間も
磨ける

全ての毛がラウンド毛なので、プラークをしっかりと落とします。



3本の歯ブラシが1本に!

ワンダフトブラシ + ラウンド毛(長い毛) or テーパー毛(長い毛) + ラウンド毛(短い毛)



奥歯の奥
歯が重なっている部分



Basic

歯と歯の間



or

Perio

歯と歯肉のすき間
歯と歯の間





歯の表面

歯周病対策に
Perio



歯肉にやさしく
しっかり届く

全体の毛の高さがフラットになっているので、歯肉にやさしく、ポイント磨きもできます。



細かいところも磨ける

長いテーパー毛が細かいところに入り込み、短いラウンド毛が歯面のプラークを落とします。

あなたにピッタリの picella! は?

YES →
NO →

10代 むし歯になりやすいと言われる

20代 歯肉が腫れている

30代 以上 歯磨きをすると血が出ることがある

白濁がある

歯ブラシの毛が
すぐ開く

歯肉に違和感
がある

歯が長くなって
きた気がする

B-21M

むし歯を予防したい方
健康な歯肉の方

B-21S

むし歯を予防したい方
ブラッシング圧が強い方
歯磨きをすると歯肉が痛む方

P-21M

歯周病を予防したい方
歯周治療後のメンテナンス中の方

P-21S

歯磨きをすると出血しやすい方
歯肉の痛みが強い方
歯肉が下がっている方

ルシェロ 歯ブラシ
B-21 ピセラ



毛の硬さ●M(ふつう)、S(やわらかめ)

ルシェロ 歯ブラシ
P-21 ピセラ



毛の硬さ●M(ふつう)、S(やわらかめ)

シンプルケアでお口を守る



薬用歯みがきジェル

医薬部外品 歯科医院用

ルシェロ おとなのトータルケア歯みがきジェル

【販売名】ジーシーイオン歯みがきジェル

内容量●90g

包装●1函:1本

フッ化ナトリウム
(1450ppmF)

イソプロピルメチル
フェノール (IPMP)

塩化セチルピリジ
ニウム (CPC)

グリチルリチン酸
ジカリウム

硝酸カリウム

研磨剤・清掃剤
フリー

※6歳未満の手の届かないところに保管し、使用させない

製造販売元 日本ゼトック株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

※掲載内容は2025年9月現在のものです。
※印刷の都合上、実物と多少色が異なる場合がございます。
※無断転載、無断複製を禁じます。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

発売元

株式会社 ゴーシー お客様窓口 ☎0120-179418

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

歯の健康についての情報満載のホームページ <https://www.gc.dental/japan/education/public>

詳しくは当院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。