



./G.C./



Since 1921
100 years of Quality in Dental

ruscello®

IMPLANT



インプラントのセルフケアに

ルシェロ 歯ブラシ 1-21インプラント



インプラントは入れたあとの お手入れが大切です

天然歯

インプラント

ふくらみが
大きく歯ブラシ
が届きにくい

粘膜との
結合が弱く
感染しやすい

きちんとお手入れしないと
インプラントも歯周病の
ような症状が起きます

きちんと
ケアしましょう

定期検診

セルフケア

プロフェッショナル
ケア

おうちでのケアには インプラント用歯ブラシ

薄型ヘッド

先端集中毛
ポイント磨きに

ラウンド毛の
段差植毛


歯面のプラークを
しっかり除去

ハイブリッド
超極細テーパー毛

インプラントと粘膜
の間に届き、やさしく
磨ける

凹型ブラシ形状

インプラントのふくらみにも
ブラシがフィット



「インプラント

インプラント以外の
歯も一緒に磨ける



定期的に
歯科医院での
メンテナンスを
受けましょう！

ほぼ原寸大

ルシェロ 歯ブラシ I-21インプラント

毛の硬さ●やわらかめ



薬用歯みがきジェル

医薬部外品 歯科医院用

ルシェロ おとなのトータルケア歯みがきジェル

【販売名】 ジーシーイオン歯みがきジェル

内容量●90g

包装●1函：1本

フッ化ナトリウム
(1450ppmF)

イソプロピルメチル
フェノール (IPMP)

塩化セチルピリジ
ニウム (CPC)

グリチルリチン酸
ジカルウム

硝酸カルウム

研磨剤・清掃剤
フリー

※6歳未満の手の届かないところに保管し、使用させない

製造販売元 日本ゼトック株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号



すき間のケアに

ルシェロ

ペリオブラシ(ハンドル付)

種類●NO.1T、NO.2T

包装●ルシェロペリオブラシ1本
(ハンドル、替ブラシ、キャップ)、
着脱ケース1個(替ブラシ1個入)



+α ケアに



ルシェロ ペリオブラシ
替ブラシ 4個1パック

種類●NO.1T、NO.2T

包装●着脱ケース1個(替ブラシ4個入)、キャップ



薬用ハミガキ

医薬部外品

ルシェロ ポイントケアジェル

【販売名】 ジーシー薬用ポイントケアジェル

内容量●30g

包装●1函：1本

※バラベンに対してアレルギーを持つ方は
使用しないでください

製造販売元 日本ゼトック株式会社
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号



ハーブミント

※掲載内容は2026年7月現在のものです。
※印刷の都合上、実物と多少色が異なる場合がございます。
※無断転載、無断複製を禁じます。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

発売元

株式会社 ジーシー お客様窓口 ☎ 0120-179418

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)

歯の健康についての情報満載のホームページ <https://www.gc.dental/japan/education/public>

詳しくは当院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。