



./GC./



ruscello®

IMPLANT

インプラントのセルフケアに


ルシェロ 歯ブラシ 1-20インプラント



インプラントは入れたあとの お手入れが大切です

天然歯

インプラント



ふくらみが
大きく歯ブラシ
が届きにくい

粘膜との
結合が弱く
感染しやすい

きちんとお手入れしないと
インプラントも歯周病の
ような症状が起きます

きちんと
ケアしましょう

定期検診

セルフケア

プロフェッショナル
ケア



おうちでのケアには インプラント用歯ブラシ!!

ラウンド毛の
段差植毛
歯面のプラークを
しっかり除去

先端集中毛
ポイント磨きに




ハイブリッド
極細テーパ―毛
インプラントと粘膜
の間に届き、やさしく
磨ける



凹型ブラシ形状

インプラントのふくらみにも
ブラシがフィット



インプラント以外の
歯も一緒に磨ける



定期的に
歯科医院での
メンテナンスを
受けましょう!!

ルシェロ 歯ブラシ I-20インプラント

毛の硬さ●やわらかめ



薬用歯みがきジェル

医薬部外品 歯科医院用

ルシェロ おとなのトータルケア歯みがきジェル

【販売名】 ジーシーイオン歯みがきジェル

内容量●90g

包装●1函:1本

フッ化ナトリウム
(1450ppmF)

イソプロピルメチル
フェノール (IPMP)

塩化セチルピリジ
ニウム (CPC)

グリチルリチン酸
ジカルcium

硝酸カルcium

研磨剤・清掃剤
フリー

※6歳未満の手の届かないところに保管し、使用させない

製造販売元 日本ゼトック株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号



すき間のケアに

ルシェロ ペリオブラシ(ハンドル付)

種類●NO.1T、NO.2T

包装●ルシェロペリオブラシ1本
(ハンドル、替ブラシ、キャップ)、
着脱ケース1個(替ブラシ1個入)

ルシェロ ペリオブラシ 替ブラシ 4個1パック

種類●NO.1T、NO.2T

包装●着脱ケース1個(替ブラシ4個入)、キャップ

細め 太め
NO.1T NO.2T

+αケアに



薬用ハミガキ

ルシェロ ポイントケアジェル

【販売名】 ジーシー薬用ポイントケアジェル

内容量●30g

包装●1函:1本

製造販売元 日本ゼトック株式会社
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

医薬部外品



ハーブミント

※掲載内容は2025年9月現在のものです。
※印刷の都合上、実物と多少色が異なる場合がございます。
※無断転載、無断複製を禁じます。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

発売元

株式会社 ゼーシー お客様窓口 ☎0120-179418

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

歯の健康についての情報満載のホームページ <https://www.gc.dental/japan/education/public>

詳しくは当院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。