

ruscello®

ルシェロ歯間清掃用具総合カタログ


./CC./



Since 1921
100 years of Quality in Dental



歯ブラシだけでは除去できないプラーク



◆ 口腔内の状態や部位にあわせて使い分ける



ルシェロフロス 歯肉にやさしく、しっかりプラーク除去



歯周ポケットや
補綴装置周囲のケアに

ルシェロ ペリオブラシ

選べる2つのアングル


ヘッドを付け替えることで、部位や患者さんにあわせて使いやすい向きを選択できる

歯間部のケアに

ルシェロ 歯間ブラシ



ハイリスク部位のプラークをやさしく除去




選べる2種類



選べる7サイズ



優れた耐久性





デンタルフロス ルシェロフロス

種類●2種=アンワックス、ミントワックス
ケース色●
アンワックス1種=ホワイト
ミントワックス4種=ピンク、グリーン、イエ
ロー、パープル

内容量●30m
1函：6個=¥1,620
包装・希望患者価格●1個=¥350(税込)



デンタルフロス ルシェロフロス(医院用)

種類●2種=アンワックス、ミントワックス
ケース色●アンワックス=ホワイト
ミントワックス=ピンク
内容量●200m



歯間ブラシ ルシェロ 歯間ブラシ (ハンドル付)

種類●7種=4S、SSS、SS、S、M、
L、LL
包装・希望患者価格●
1パック=¥580(税込)



歯間ブラシ ルシェロ 歯間ブラシ 替ブラシ 4個1パック

種類●7種=4S、SSS、SS、S、M、
L、LL
包装・希望患者価格●
1パック=¥310(税込)



歯間ブラシ ルシェロ 歯間ブラシ 替ブラシ (医院用)

種類●7種=4S、SSS、SS、S、M、
L、LL

関連製品



院内指導用ハンドル ルシェロ院内指導用ハンドル (オートクレープ可)

材質●ポリフェニルサルホン(PPSU)

※本製品には替ブラシは付属しており
ません。



ペリオブラシ ルシェロ ペリオブラシ (ハンドル付)

種類●2種=No.1T(細め)
No.2T(太め)
包装・希望患者価格●
1パック=¥710(税込)



ペリオブラシ ルシェロ ペリオブラシ 替ブラシ 4個1パック

種類●2種=No.1T(細め)
No.2T(太め)
包装・希望患者価格●
1パック=¥910(税込)



ペリオブラシ ルシェロ ペリオブラシ 替ブラシ(医院用)

種類●2種=No.1T(細め)
No.2T(太め)



薬用ハミガキ ルシェロ ポイントケアジェル

【販売名】ジーシー薬用ポイントケアジェル

香味●ハーブミント
内容量●30g
包装・希望患者価格●
1函：1本=¥730(税込)

製造販売元 日本ゼトック株式会社
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

※掲載情報は2025年9月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず使用上の注意事項をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支 店
●東 京(03)3813-5751 ●大 阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東 北(022)785-8040 ●九 州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store
Google Play
どちらもこちらのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ

