

GC IMPLANT Re アール・イー
Multi Organizer

マルチオーガナイザー

- コンパクト設計
- インサート(ストレート用/テーパー用)入れ替え可能



テーパー用

ストレート用

Multi Organizer

GC IMPLANT Re

マルチオーガナイザー ●●●●●


ジーシーインプラント用インスツルメントボックス。機能美あふれる洗練されたデザイン、コンパクトなサイズに秘められたそのポテンシャルの高さ。生まれ変わった「マルチオーガナイザー」の誕生です。

● スマートな形状、斬新なデザイン

- 小型のオートクレーブ滅菌器 (150mm×270mm) にも収納可能
- 持ち運びも容易



▲通気性も考慮



▲ヒンジもワンタッチで取り外し可

● 入れ替え可能なインサート

- ひとつのオーガナイザーでストレート用やテーパー用と入れ替え可能なインサート

インサート部分▶



ストレート用



テーパー用

● わかりやすいドリルステップ表示

- カラー別に表示された見やすいドリルステップ
- 縮小したドリルのイラストで分かりやすい流れに



● ドリル・インスツルメントの 把持性の向上

- 確実な把持性




● 清掃性の向上

- シリコン部品はすべて取り外し可
- インスツルメントインサート及びドリルインサートは共に取り外しが可能



● コンパクト設計



【用途】
外科用インスツルメントボックス(オートクレーブ滅菌対応)

【包装】
ジーシーインプラントRe マルチオーガナイザー
ストレート用 1セット 製品コード:6B629 希望医院価格:39,000円
テーパー用 1セット 製品コード:6B630 希望医院価格:39,000円

【別売】
ジーシーインプラントRe マルチオーガナイザー
インサート(ストレート用) 1個 製品コード:6B631 希望医院価格:18,000円
インサート(テーパー用) 1個 製品コード:6B632 希望医院価格:18,000円

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※掲載の価格は、2012年1月現在のものです。
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

発売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3-2-14

DIC (デンタルインフォメーションセンター) 支店
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286