


エアタービン



1. グリーンインパルス Z-ML ライト付 4点注水スプレー ヘッドサイズφ10.8×H12.1mm
2. グリーンインパルス Z-SL ライト付 4点注水スプレー ヘッドサイズφ12.5×H13.1mm
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 224ALBZX00044A01
3. チタンXカプリング LED
4. チタンXカプリング
5. カボ エキスパートトルク E680L ライト付 4点注水スプレー
6. カボ エキスパートトルク ミニ E677L ライト付 3点注水スプレー
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 223AIBZX00038000
7. カボ マルチフレックスLUXカプリング465LRN ライト付 スプレー調節リング付
8. カボ マルチフレックスLUXカプリング465LED ライト付 スプレー調節リング付
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 218AIBZX00083000
9. カボ マルチフレックスLUXカプリング460LED ライト付
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 218AIBZX00051000

マイクロモーター(ブラシレス)




10. MGモーター LEDライト付 内部注水方式 ブラシレス MAX40,000min⁻¹ **本体滅菌可能**
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 220AFBZX00212000
 11. MX2 PLUSモーター LEDライト付 内部注水方式 ブラシレス MAX40,000min⁻¹ **本体滅菌可能**
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 220AFBZX00212000
- ※ライト付ハンドピースは、ライトなしマイクロモーターには装着できません。

マイクロモーター(ブラシ)




12. Tiモーター S ライトなし 内部注水方式 MAX 40,000min⁻¹
 13. Tiモーター SL LEDライト付 内部注水方式 MAX 40,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 223ALBZX00020A01
- ※ライト付ハンドピースは、ライトなしマイクロモーターには装着できません。

モーターアタッチメント




14. Ti-X コントラ CI:1 ライトなし シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min⁻¹
 15. Ti-X コントラ CI:1L ライト付 シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min⁻¹
 16. Ti-X コントラ CI:5 ライトなし 4点注水スプレー 5倍速 FG用 MAX 200,000min⁻¹
 17. Ti-X コントラ CI:5L ライト付 4点注水スプレー 5倍速 FG用 MAX 200,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 219ALBZX00013A01
 18. Ti-X ストレート SI:1 ライトなし シングルスプレー 等速 HP用 MAX 40,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 219ALBZX00014A01
 19. カボ エキスパートマティック E20C
ライトなし シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min⁻¹
 20. カボ エキスパートマティック E20L
ライト付 シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min⁻¹
 21. カボ エキスパートマティック E10C
ライトなし シングルスプレー 等速 HP用 MAX 40,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 223AIBZX00039000
- ※回転数につきましては、9ページをご確認ください。

ウルトラソニックスケーラー



22. バリオス2スケーラー ライトなし
23. バリオス2 Lスケーラー LEDライト付
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 223ALBZX00036000
24. EMS2スケーラー ライトなし
25. EMS2 Lスケーラー ライト付
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 225AFBZX00073000
26. ニュートロン スケーラー ライトなし
27. ニュートロン スケーラー ライト付
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 224ALBZX00038000

歯面清掃器



28. キット エアフロー
▶管理医療機器 303AKBZX00016000
29. ジーシー 歯面清掃パウダー +
▶歯面研磨材
ジーシー 歯面清掃研磨パウダー
一般医療機器
13BIX00155000249

口腔内カメラ



30. MyRay カム C-U2
▶一般医療機器 13BIX00155000309

シリンジ



31. イオムシリンジ