



# GRADIAGUM

**Total Esthetic Harmony**  
Light Cured micro-ceramic-composite  
For Gum Shade  
With excellent lifelike esthetics

インプラント上部構造に  
最適

## 豊かな表現力で天然の歯肉を表現

天然の歯肉に多く見られるオレンジ、ピンク系の色調を中心に設計しましたので、リアリティ溢れた歯肉表現が行えます。豊富な色調バリエーションを活かした多層築盛によってさらに深みのある色調表現が可能です。使用目的に応じた性状に設計されているため、思い通りに歯肉を表現することができます。

ガムオペーク/ガムオペークモディファイヤー(液状)、ガム(ペースト状)、ガムトランス/ガムモディファイヤー(ジェル状)  
専用の研磨材は必要ありません。

オペーク	ガムオペーク	GO11	GO12	GO13	ファイバー GF71		
	ガムオペークモディファイヤー	GOM51					
ボディ	ガム	G20	G21	G22	G23	G24	
		モディファイヤー	GM30	GM31	GM32	GM33	GM34
トランスルーセント	ガムトランス	GT41					

光重合型歯肉色用硬質レジン

## ジーシーグラディアガム



色調 ガムオペーク=3色(GO11、GO12、GO13)、ガムオペークモディファイヤー=1色(GOM51)、ガム=5色(G20~G24)、ガムモディファイヤー=7色(GM30~GM36)、ガムトランス=1色(GT41)、ガムファイバー=1種(GF71)


包装 スターターパッケージ1函=ガムオペーク(2.4mL:GO11、GO13)各1本、ガム(2.9mL)G21、G22、G23、G24)各1本、ガムトランス(2.4mL:GT41)1本他付属品付

単品包装 ガムオペーク(2.4mL)1本、ガム(2.9mL)1本、ガムオペークモディファイヤー(2.4mL)1本、ガムモディファイヤー(2.4mL)1本、ガムトランス(2.4mL)1本、ガムファイバー(0.4g)

スターターパッケージ以外はプランジャーは別売となります。

医療用具承認番号 21400BZZ00186000号

グラディアのさらなる審美追求に  
効果的な2色  
同時追加発売



エナメルインテンシブ:E15  
トランスルーセント:T5

包装 ペースト(2.9mL)1本

医療用具承認番号 21100BZZ00479000号

写真は印刷の都合上、実際の色とは異なって見えることがあります。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造元 株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ

DIC(デンタルインフォメーションセンター)  
東京都文京区本郷3-2-14 〒113-0033

フリーダイヤル ☎0120-416480

受付時間 9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

アフターサービスについては、最寄りの営業所へお願いします。

営業所  
●名古屋 052)703-3231  
●北海道 011)729-2130 ●大阪 06)4790-7333  
●東北 022)283-1751 ●広島 082)255-1771  
●東京 03)8813-5751 ●九州 092)441-1286

GC homepage URL  
<http://www.gcdental.co.jp/>