



CAD/CAMインレー 形成のポイント

インレー形成 〈良い例〉



インレー形成 〈悪い例〉




インレー 形成用バー

	咬合面		隣接面	
レギュラータイプ	RS1	—	RS2	—
超微粒子タイプ	—	RS1ff	—	RS2ff
最大径(mm)	1.6	1.6	1.6	1.6




CAD/CAM冠 形成のポイント

前歯



小臼歯/大臼歯



支台歯 形成用バー

	隣接面 カット	ガイドグループ付与 軸面形成/マージン形成		咬合面 形成	仕上げ	軸面形成/ マージン形成
レギュラータイプ	A18	BR2	BR5	PR17	—	BR6
超微粒子タイプ	—	—	—	—	BO1ff	—
最大径(mm)	1.6	1.6	1.9	2.3	1.8	2.2

セラスマート プレパレーションバーセット