





GC Implant
Aadva[®]
Catalog



Aadva[®] INDEX

インプラント	スタンダードインプラント	1
	テーパードインプラント	1
	ショートインプラント	2
	カバースクリュー	3
	ヒーリングスクリュー	3
ドリル・ インスツルメント	サージカルボックス	4
	ドリル (スタンダード)	5
	ドリル (テーパード)	7
	ドリル (ショート)	9
アバットメント システム	インスツルメント	11
	インプラントインプレッションコーピング	13
	アバットメント一覧	15
	プロビアバットメント	16
	プレップアバットメント	16
	スマートアバットメント	17
	CAD/CAM ツール	18
	レディアバットメント	19
	SRアバットメント	21
	ボールアバットメント	26
	ロケータシステム	27
関 連 製 品	関連製品	29

スタンダードインプラント



滅菌済 単回使用

スタンダードインプラント

1函=1本

【材質】Ti-6Al-4V合金
2条ネジ

対応ドライバー: Narrow インプラントドライバーNarrow (P11)
Regular インプラントドライバーRegular/Wide (P11)
Wide インプラントドライバーRegular/Wide (P11)
※カバースクリュー別売 ※セレクトサービス対応

種類	長さ (mm)	製品No.	寸法 (mm)			
			A	B	C	D
Narrow	8	10016581	3.3	2.7	2	2.5
	10	10016582				
	12	10016583				
	14	10016584				
Regular	8	10016585	4	3.4	2.7	1.8
	10	10016586				
	12	10016587				
	14	10016588				
Wide	8	10016589	5	4.4	3.7	
	10	10016590				
	12	10016591				

Narrow パープル
Regular イエロー
Wide グリーン



Narrow Ø3.3

8 mm 10 mm 12 mm 14 mm



Regular Ø4.0

8 mm 10 mm 12 mm 14 mm




Wide Ø5.0

8 mm 10 mm 12 mm



ショートインプラント

GC Implant | Aadva®



滅菌済 単回使用

ショートインプラント

1函=1本

【材質】Ti-6Al-4V合金
1条ネジ

対応ドライバー: φ4.2 インプラントドライバーNarrow (P11)
φ5.2 インプラントドライバーRegular/Wide (P11)
※カバースクリュー別売 ※セレクトサービス対応

種類	長さ (mm)	製品No.	寸法 (mm)		
			A	B	C
φ 4.2 Narrow	6.3	10041380	4.2	2.85	2.8
φ 5.2 Regular/Wide		10041381	5.2	3.2	3.6

Narrow φ4.2

6.3 mm




Regular/Wide φ5.2

6.3 mm



テーパードインプラント



滅菌済 単回使用

テーパードインプラント

1函=1本

【材質】Ti-6Al-4V合金
2条ネジ

対応ドライバー: Narrow インプラントドライバーNarrow (P11)
Regular インプラントドライバーRegular/Wide (P11)
Wide インプラントドライバーRegular/Wide (P11)
※カバースクリュー別売 ※セレクトサービス対応

種類	長さ (mm)	製品No.	寸法 (mm)				
			A	B	C	D	E
Narrow	8	10036504	3.3	2.7	1.3	2.5	1.2
	10	10036505					
	12	10036506					
	14	10036507					
Regular	8	10036508	4	3.4	1.8	1.8	
	10	10036509					
	12	10036510					
	14	10036511					
Wide	8	10036512	5	4.4	2.8		1.6
	10	10036513					
	12	10036514					


Narrow Ø3.3

8 mm 10 mm 12 mm 14 mm



Regular Ø4.0

8 mm 10 mm 12 mm 14 mm



Wide Ø5.0

8 mm 10 mm 12 mm




カバースクリュー

滅菌済 単回使用

Aadva カバースクリュー

1函=1個
【材質】Ti-6Al-4V合金
対応ドライバー:スキルドライバーPlus(P12)
※セレクトサービス対応

種類	H	φ	製品No.	色
Narrow	H 0mm	φ3.1	10016592	パープル
	H 1.5mm	φ3.2	10016929	
Regular	H 0mm	φ3.8	10016593	イエロー
	H 1.5mm	φ3.9	10016930	
Wide	H 0mm	φ3.8	10016594	グリーン
	H 1.5mm	φ3.9	10016931	





ヒーリングスクリュー

滅菌済 単回使用

ヒーリングスクリュー

1函=1個
【材質】Ti-6Al-4V合金
対応ドライバー:スキルドライバーPlus(P12)
※セレクトサービス対応

種類	寸法 (mm)			製品No.	色
	φ	EPH	H		
Narrow	4	1.0	3	10016617	パープル
		2.5	4.5	10016618	
		4.0	6	10016619	
		4.0	7.5	10016925	
Regular	4	1.0	3	10016620	メタリック
		2.5	4.5	10016621	
		4.0	6	10016622	
		4.0	7.5	10016926	
	5	1.0	3	10016623	イエロー
		2.5	4.5	10016624	
		4.0	6	10016625	
		4.0	7.5	10016927	
Wide	6	1.0	3	10016626	グリーン
		2.5	4.5	10016627	
		4.0	6	10016628	
		4.0	7.5	10016928	



サージカルボックス


GC Implant | Aadva®



サージカルボックス (一式)

1函=1個
【材質】ポリフェニルサルフォン・シリコーン
【外形寸法】(一式) W190mm×D145mm×H75mm
●オートクレーブ滅菌可(耐熱温度200℃)

種類	製品No.
スタンダード	70007154
テーパード	70007320
全種共用	70017310



サージカルボックス (インサート)

1函=1個
【材質】ポリフェニルサルフォン・シリコーン
●オートクレーブ滅菌可(耐熱温度200℃)


種類	製品No.
インサート (全種共用)	70017311

スタートバー

1函=1本

【材質】ステンレス鋼

種類	製品 No.	寸法 (mm)
		長さ L
Short	10036482	26.5
Long	10036483	35




マイジーンガースタートドリル

1函=5本

【材質】ステンレス鋼

種類	製品 No.	寸法 (mm)
		長さ L
1種類	70007322	28















Aadva ツイストドリル

1函=1本

【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)

種類		製品 No.	寸法 (mm)
			長さ L
φ2	Short	10036484	32.5
	Long	10036485	38.5
φ2.7	Short	10036486	32.5
	Long	10036487	38.5
φ2.9	Short	10036488	32.5
	Long	10036489	38.5
φ3.1	Short	10036490	32.5
	Long	10036491	38.5
φ3.4	Short	10036492	32.5
	Long	10036493	38.5
φ3.6	Short	10036494	32.5
	Long	10036495	38.5
φ3.9	Short	10036496	32.5
	Long	10036497	38.5
φ4.1	Short	10036498	32.5
	Long	10036499	38.5
φ4.4	Short	10036500	32.5
	Long	10036501	38.5
φ4.6	Short	10036502	32.5
	Long	10036503	38.5
φ4.8	Short	10036536	32.5




Aadva パイロットドリル

1函=1本

【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)

種類	製品 No.	寸法 (mm)
		長さ L
φ2.7	10036537	26.5
φ3.4	10036538	26.5
φ3.9	10036539	26.5
φ4.4	10036540	26.5




Aadva カウンターボアードリル (コーティカルドリル)

1函=1本

【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)

種類	製品 No.	寸法 (mm)	
		長さ L	φ
Narrow	10036521	24.8	3.3
Regular	10036522	24.8	4
Wide	10036523	24.8	5



Aadva スタンダードインプラントタップ

1函=1本

【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)


種類	製品 No.	寸法 (mm)		
		長さ L	φ	
Narrow	Short	31.7	3.3	
	Long	37.7		
Regular	Short	31.7	4	
	Long	37.7		
Wide	Short	31.7	5	
	Long	37.7		



スタートバー

1函=1本
【材質】ステンレス鋼


種類	製品No.	寸法 (mm)
		長さL
Short	10036482	26.5
Long	10036483	35



マイジングースタートドリル

1函=5本
【材質】ステンレス鋼


種類	製品No.	寸法 (mm)
		長さL
1 種類	70007322	28



Aadva ツイストドリル

1函=1本
【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)

種類		製品No.	寸法 (mm)
			長さL
φ2	Short	10036484	32.5
	Long	10036485	38.5
φ2.7	Short	10036486	32.5
	Long	10036487	38.5



Aadva テーパードインプラントドリル

1函=1本
【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)

種類			製品No.	寸法 (mm)
				長さL
Narrow	8 mm	Short	10036524	25.7
		Long	10036525	31.7
	10-14 mm	Short	10036526	31.7
		Long	10036527	37.7
Regular	8 mm	Short	10036528	25.7
		Long	10036529	31.7
	10-14 mm	Short	10036530	31.7
		Long	10036531	37.7
Wide	8 mm	Short	10036532	25.7
		Long	10036533	31.7
	10-14 mm	Short	10036534	31.7
		Long	10036535	37.7


Regular (8mm)		Regular (10-14mm)	
Short	Long	Short	Long



Aadva パイロットドリル

1函=1本
【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)


種類	製品No.	寸法 (mm)
		長さL
φ2.7	10036537	26.5



Aadva カウンターボアードリル (コーティカルドリル)

1函=1本
【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)



種類	製品No.	寸法 (mm)	
		長さL	φ
Narrow	10036521	24.8	3.3
Regular	10036522	24.8	4
Wide	10036523	24.8	5



Aadva テーパードインプラントタップ

1函=1本
【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)


種類		製品No.	寸法 (mm)	
			長さL	φ
Narrow	Short	10036515	31.7	3.5
	Long	10036518	37.7	
Regular	Short	10036516	31.7	4.2
	Long	10036519	37.7	
Wide	Short	10036517	31.7	5.2
	Long	10036520	37.7	



スタートバー

1 函=1 本
【材質】ステンレス鋼


種類	製品 No.	寸法 (mm)
		長さ L
Short	10036482	26.5
Long	10036483	35



マイジנגースタートドリル

1 函=5 本
【材質】ステンレス鋼


種類	製品 No.	寸法 (mm)
		長さ L
1 種類	70007322	28



Aadva ショートインプラント
ツイストドリル

1 函=1 本
【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)


種類	製品 No.	寸法 (mm)
		長さ L
φ 2.0	10041519	29.3
φ 2.7	10041520	29.3
φ 3.4	10041521	29.3
φ 3.9	10041522	29.3
φ 4.4	10041523	29.3



Aadva ショートインプラント
カウンターシングドリル

1 函=1 本
【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)


種類	製品 No.	寸法 (mm)
		長さ L
φ 4.2	10041524	27.3
φ 5.2	10041525	27.3




Aadva ショートインプラント
タップ

1 函=1 本
【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)

種類	製品 No.	寸法 (mm)
		長さ L
φ 4.2	10041526	28.3
φ 5.2	10041527	28.3






Aadva ボーンプロファイルバー

1函=1本
【材質】ステンレス鋼

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		A	B
S	10037355	3.7	4.2
M	10037356	4.2	5.1
L	10037357	4.4	6.6




Aadva ボーンプロファイルキャップ

1函=1本
【材質】ステンレス鋼

種類	製品No.
Narrow	10037458
Regular/Wide	10037459



製品マニュアル




種類			製品 No.	寸法 (mm)
				L
Narrow	マシン	Middle	70007126	24
		Long	70007127	34
	レンチ	Middle	70007155	16
		Long	70007156	26
Regular/ Wide	マシン	Short	70007128	19
		Middle	70007129	24
		Long	70007130	34
	レンチ	Short	70007157	11
		Middle	70007158	16
		Long	70007159	26

※Narrow用に赤色のOリング
Regular/Wide用には白色の
Oリングが装着されています。


マシン用インプラントドライバー
1函=1本
【材質】ステンレス鋼 (DLCコーティング)、シリコーン

- 交換用Oリング5個付
先端部はカバースクリューの仮締結にご使用いただけます。
- トルクレンチを用いた埋入にはご使用できません



レンチ用インプラントドライバー
1函=1本
【材質】ステンレス鋼 (DLCコーティング)、シリコーン


- 交換用Oリング5個付
- トルクレンチに直接装着可能



Aadva ディレクションインジケーター

1函=1個
【材質】純チタン


種類	製品No.
1種類	70007125



Aadva デプスゲージ

1函=1個
【材質】ステンレス鋼 (TiNコーティング)

種類	製品No.
1種類	70007124





トルクレンチ Plus ★

1函=1個
【材質】ステンレス鋼・ニッケルチタン合金
インプラント体埋入の最終確認やコンポーネント締結時に使用。適正なトルク値での作業が容易に行えます。

- トルク目盛り: 10、20、30、50N・cm
- トルクレンチアダプターは別売


種類	製品No.
1種類	70007360



トルクレンチアダプター★

1函=1個
【材質】ステンレス鋼
●マシン用インプラントドライバーへの
装着・使用は不可

種類	製品No.
1種類	70007017



マシン用スキルドライバー Plus ★

1函=1本
【材質】ステンレス鋼

種類	製品No.	寸法 (mm)
		L
6mm	70007121	6
12mm	70007122	12
18mm	70007123	18

スキルドライバー Plus ★

1函=1本
【材質】ステンレス鋼
●トルクレンチに直接装着可能

種類	製品No.	寸法 (mm)
		L
6mm	70007118	6
12mm	70007119	12
18mm	70007120	18

トランスファータイプ (クローズドトレイ用)

トランスファーキャップ

1函=10個


【材質】ポリオキシメチレン

インプラントインプレッションコーピング (トランスファー)

1函=インプレッションコーピングトランスファー1個、トランスファースクリュー1個、トランスファーキャップ5個

【材質】Ti-6Al-4V合金

対応ドライバー: スキルドライバーPlus(P12)



Narrow



Regular



Wide



種類	製品No.
Narrow	10016745
Regular	10016746
Wide	10016747

Narrow



Regular



Wide



種類	製品No.	寸法 (mm)	
		φ	H
Narrow	10016723	4.0	9.4
Regular	10016724	4.0	9.4
Wide	10016725	4.0	9.4

ピックアップタイプ (オープントレイ用)

インプラントインプレッションコーピング (ピックアップ)

六角付

1函=1個


【材質】Ti-6Al-4V合金

インプラントガイドピン別売



六角付

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		φ	H
Narrow		4.0	9.3
	Long		12.3
Regular		4.5	9.3
	Long		12.3
Wide		4.5	9.3
	Long		12.3



インプラントインプレッションコーピング (ピックアップ)

六角なし

1函=1個


【材質】Ti-6Al-4V合金

インプラントガイドピン別売



六角なし

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		φ	H
Narrow	10016946	5.5	9.7
Regular/Wide	10016947	5.5	9.7



インプラントガイドピン


1函=1個

【材質】ステンレス鋼

対応ドライバー: スキルドライバーPlus(P12)



種類	製品No.	寸法 (mm)	
			Long
		A	
6mm	10016735	-	-
12mm	10016736	4	1
15mm	10016737	7	4
23mm	10016738	15	12




インプラントアナログ


1函=1個

【材質】Ti-6Al-4V合金

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		φ	H
Narrow	10016684	3.3	12
Regular	10016685	4	12
Wide	10016686	5	12




アバットメント一覧



スタンダードインプラント



テーパードインプラント



プロビアアバットメント

プロビアアバットメント
Narrow 六角付



プロビアアバットメント
Regular/Wide 六角付



プロビアアバットメント
Narrow 六角なし



プロビアアバットメント
Regular/Wide 六角なし



1函=1個、Aadvaアバットメントスクリュー付

【材質】Ti-6Al-4V合金
対応ドライバー:スキルドライバーPlus(P12)

種類	製品No.
Narrow	10016641
Regular/Wide	10016643


Aadva アバットメントスクリュー



1函=1個
【材質】Ti-6Al-4V合金
対応ドライバー:スキルドライバーPlus(P12)

種類	製品No.
1種類	10016675

プレップアバットメント



プレップアバットメント

1函=1個、Aadvaアバットメントスクリュー付
【材質】Ti-6Al-4V合金
対応ドライバー:スキルドライバーPlus(P12)

種類	製品No.	寸法 (mm)		色
		φ		
Narrow	10016662	4.5		パープル
Regular/ Wide	10016663	6.5		メタリック


Narrow



Regular/Wide



スマートアバットメント




スマートアバットメント

1函=1個、Aadvaアバットメントスクリュー付
【材質】Ti-6Al-4V合金
対応ドライバー: スキルドライバーPlus(P12)



種類	EPH (mm)	φ (mm)	製品No.	寸法 (mm)		色
				A	B	
Narrow	1.0	4.5	10016645	2.2	3.5	パープル
	2.5		10016646	3.7	6	
	4.0		10016647	5.2	6.5	
Regular/Wide	1.0	4.5	10016648	2.2	3.5	メタリック
	2.5		10016649	3.7	6	
	4.0		10016650	5.2	6.5	
	1.0	6.5	10016651	2.2	3.5	
	2.5		10016652	3.7	6	
	4.0		10016653	5.2	6.5	



スマートアバットメント 15°


1函=1個、Aadvaアバットメントスクリュー付
【材質】Ti-6Al-4V合金
対応ドライバー: スキルドライバーPlus(P12)



種類	EPH (mm)	φ (mm)	製品No.	寸法 (mm)		色
				A	B	
Narrow	1.0	4.5	10016654	2.2	3.5	パープル
	2.5		10016655	3.7	5	
	4.0		10016656	5.2	6.5	
Regular/Wide	1.0	4.5	10016657	2.2	3.5	メタリック
	2.5		10016803	3.7	5	
	4.0		10016658	5.2	6.5	
	1.0	6.5	10016659	2.2	3.5	
	2.5		10016660	3.7	5	
	4.0		10016661	5.2	6.5	



CAD/CAM ツール



ハイブリッドアバットメント


1函=1個 Aadvaアバットメントスクリュー付
【材質】Ti-6Al-4V合金
対応ドライバー: スキルドライバーPlus (P12)



種類	製品No.	寸法 A(mm)
Narrow 2mm	10016940	2.0
Regular/Wide 1mm	10016941	1.0
	10016942	2.0
Narrow 2mm	10016948	2.0
Regular/Wide 1mm	10016949	1.0
	10016950	2.0



チタンアバットメント用



CAD/CAM ワキシングベース


1函=ワキシングベース1個、ワキシングスリーブ1本
【材質】ステンレス鋼、ポリオキシメチレン
※Aadvaアバットメントスクリュー別売

種類	製品No.
Narrow	10016682
Regular/Wide	10016683

ワキシングスリーブ

1函=5個
【材質】ポリオキシメチレン

種類	製品No.
1種類	10016697



六角付


滅菌済 単回使用

レディアバットメント (六角付)

1函=1個、Aadvaアバットメントスクリュー付

【材質】Ti-6Al-4V合金

対応ドライバー: スキルドライバーPlus(P12)



種類	EPH (mm)	φ (mm)	製品No.	H	色
Narrow	1.0	4.5	10016599	2	パープル
	2.5		10016600	3.5	
	4.0		10016601	5	
Regular/Wide	1.0	4.5	10016602	2	メタリック
	2.5		10016603	3.5	
	4.0		10016604	5	
	1.0	6.5	10016605	2	
	2.5		10016606	3.5	
	4.0		10016607	5	

Narrow Ø4.5

EPH1.0mm EPH2.5mm EPH4.0mm



Regular/Wide Ø4.5

EPH1.0mm EPH2.5mm EPH4.0mm



Regular/Wide Ø6.5

EPH1.0mm EPH2.5mm EPH4.0mm




レディアバットメント プロテクティブキャップ

1函=1個

【材質】ポリオキシメチレン

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		φ A	H
φ 4.5	10016721	5.7	6.3
φ 6.5	10016722	7.4	6.3



レディアバットメント バーンアウトキャップクラウン

1函=1個

【材質】ポリオキシメチレン

・回転止めあり

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		φ A	H
φ 4.5	10016702	5	5.8
φ 6.5	10016703	7	5.8




レディアバットメント バーンアウトキャップブリッジ

1函=1個

【材質】ポリオキシメチレン

・回転止めなし

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		φ A	H
φ 4.5	10016704	5	5.8
φ 6.5	10016705	7	5.8



レディアバットメント インプレッションキャップ

1函=1個

【材質】ポリオキシメチレン

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		φ A	H
φ 4.5	10016743	5.5	11
φ 6.5	10016744	7.2	11




レディアバットメント アナログ

1函=1個

【材質】Ti-6Al-4V合金

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		φ A	H
φ 4.5	10016687	4.5	16.5
φ 6.5	10016688	6.5	16.5




アバットメントリムーバー


1函=1本

【材質】ステンレス鋼、シリコーン

●アバットメントをインプラント体から取り外す際に使用

種類	製品No.
1種類	70007160





滅菌済 単回使用

SRアバットメント

1函=1個、ホルダー付


【材質】Ti-6Al-4V合金

対応ドライバー：アバットメントドライバー (P22)



六角なし

種類	EPH (mm)	φ (mm)	製品No.	色
Narrow	1.0	3.8	10016664	パープル
	2.5		10016665	
	4.0		10016666	
Regular	1.0	3.8	10016667	メタリック
	2.5		10016668	
	4.0		10016669	
	1.0	4.8	10016804	
	2.5		10016670	
	4.0		10016671	
Wide	1.0	6	10016672	
	2.5		10016673	
	4.0		10016674	



滅菌済 単回使用

SRアバットメント 17°, 30°

1函=1個、アングルスクリュー、アングルホルダー付

【材質】Ti-6Al-4V合金

対応ドライバー：スキッドライバーPlus (P12)




六角付

種類	EPH (mm)	φ (mm)	製品No.	寸法 (mm)	
Narrow	1.0	4.8	10037308	A	B
	2.5		10037309	5	3.6
	1.0		10037310	4.5	2.1
	2.5		10037311	6	3.6
Regular/Wide	1.0	4.8	10016595	3.5	2.1
	2.5		10016596	5	3.6
	1.0		10016597	4.5	2.1
	2.5		10016598	6	3.6

Narrow

・ホルダー 同梱



←パープル

Regular

・ホルダー 同梱

Ø3.8



←メタリック

Ø4.8



←メタリック

Wide

・ホルダー 同梱

Ø6.0



←メタリック

Ø3.8

EPH1.0mm EPH2.5mm EPH4.0mm



Ø3.8

EPH1.0mm EPH2.5mm EPH4.0mm



Ø4.8

EPH1.0mm EPH2.5mm EPH4.0mm




Ø6.0

EPH1.0mm EPH2.5mm EPH4.0mm



Narrow 17°

EPH1.0mm EPH2.5mm




Narrow 30°

EPH1.0mm EPH2.5mm





Regular/Wide 17°

EPH1.0mm EPH2.5mm



Regular/Wide 30°

EPH1.0mm EPH2.5mm



マシンアバットメントドライバー★

1函=1本

【材質】ステンレス鋼

●SRアバットメント、ボールアバットメントの締結に使用

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		L	
8mm	70006941	8	
12mm	70006937	12	

SRチタンベース

1函=1個、SRチタンスクリュー付

【材質】Ti-6Al-4V合金

種類	φ (mm)	製品No.	寸法 (mm)	
			A	B
φ 3.8	3.8	10036547	3.2	4.0
φ 4.8	4.8	10036548	3.4	5.0
φ 6	6.0	10036549	3.8	6.2

SRゴールドシリンダー

1函=1個、スリーブ付

【材質】金合金、ポリオキシメチレン

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		H	
φ 3.8	10016707	3.25	
φ 4.8	10016708	3.75	
φ 6	10016709	3.75	

SRプラスチックシリンダー

1函=1個

【材質】PMMA

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		φ	H
φ 3.8	10016699	3.8	14
φ 4.8	10016700	4.8	14
φ 6	10016701	6	14

SRゴールドスクリュー

1函=1個

【材質】金合金

対応ドライバー：

スキッドライバーPlus (P12)


1函=1個

【材質】金合金

対応ドライバー：

スキッドライバーPlus (P12)

種類	製品No.
1種類	10016710



アバットメントドライバー★




1函=1本

【材質】ステンレス鋼

●SRアバットメント、ボールアバットメントの締結に使用

●トルクレンチに直接装着可能

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		L	
8mm	70007162	8	
14mm	70007163	14	



SRチタンスクリュー

1函=1個

【材質】Ti-6Al-4V合金

対応ドライバー：

スキッドライバーPlus (P12)


種類	製品No.
1種類	10016711

SRアバットメント プロテクティブキャップ

1函=1個

【材質】純チタン

対応ドライバー:スキルドライバーPlus(P12)



例) : 径 = ϕ 4.8mm

径 →
38 = ϕ 3.8mm
48 = ϕ 4.8mm
60 = ϕ 6.0mm



Ø3.8		Ø4.8		Ø6.0	
種類	製品No.	寸法 (mm)		種類	製品No.
		ϕ	H		
ϕ 3.8	10016712	3.8	3.5	ϕ 3.8	10016712
ϕ 4.8	10016713	4.8	3.95	ϕ 4.8	10016713
ϕ 6	10016714	6.0	3.95	ϕ 6	10016714

SRアバットメント プロビコーピングチタン

1函=1個

【材質】Ti-6Al-4V合金

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		ϕ	H
ϕ 3.8	10016715	3.8	13.3
ϕ 4.8	10016716	4.8	14
ϕ 6	10016717	6	14

Ø3.8		Ø4.8		Ø6.0	

SRアバットメント プロビコーピングプラスチック

1函=1個

【材質】PEEK樹脂

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		ϕ	H
ϕ 3.8	10016718	3.8	14
ϕ 4.8	10016719	4.8	14
ϕ 6	10016720	6	14

Ø3.8		Ø4.8		Ø6.0	

SRアバットメント インプレッションコーピング (トランスファー)

1函=1個

【材質】Ti-6Al-4V合金

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		ϕ	H
ϕ 3.8	10016726	3.8	7.6
ϕ 4.8	10016727	4.8	7.6
ϕ 6	10016728	6	7.6

Ø3.8		Ø4.8		Ø6.0	

SRアバットメント インプレッションコーピング (ピックアップ)

1函=1個

【材質】Ti-6Al-4V合金

SRアバットメントガイドピン別売

種類	製品No.	寸法 (mm)	
		ϕ	H
ϕ 3.8	10016732	3.8	7.8
ϕ 4.8	10016733	4.8	7.8
ϕ 6	10016734	6	7.8

Ø3.8		Ø4.8		Ø6.0	

SRアバットメント ガイドピン

1函=1個

【材質】ステンレス鋼

対応ドライバー:スキルドライバーPlus(P12)



種類	製品No.	寸法 (mm)
		A
7mm	10016739	1.85
12mm	10016740	6.85
17mm	10016741	11.85
23mm	10016742	17.85

7mm		12mm		17mm		23mm	

ラボ専用



SRラボスクリュー


1函=1個
【材質】ステンレス鋼
対応ドライバー:スキルドライバーPlus(P12)

種類	製品 No.
1 種類	10016698

SRアバットメント アナログ


1函=1個
【材質】Ti-6Al-4V合金

種類	製品 No.	寸法 (mm)	
		φ	H
φ 3.8	10016689	3.8	14
φ 4.8	10016690	4.8	14.5
φ 6	10016691	6	14.5





ボールアバットメント

★はインプラント Re との共通品




滅菌済 単回使用
Aadva ボールアバットメント
1函=1個、ホルダー付
【材質】Ti-6Al-4V合金
対応ドライバー:アバットメントドライバー (P22)

種類	H (mm)	製品 No.	色
Narrow	1.0	10016676	パープル
	3.0	10016677	
	5.0	10016678	
Regular/Wide	1.0	10016679	メタリック
	3.0	10016680	
	5.0	10016681	



メタルハウジング★
1函=1個、OリングN付
【材質】Ti-6Al-4V合金
●メタルハウジング緩衝スペース:0.3mm、0.5mm

品名	製品 No.
メタルハウジング 3	10016798
メタルハウジング 5	10016799



Aadva ボールアバットメントアナログ
1函=1個
【材質】ステンレス鋼

種類	製品 No.
1 種類	10016706


OリングN★
1函=10個
【材質】ニトリルゴム


種類	製品 No.
1 種類	10016802



Oリングインサーター★
1函=1個
【材質】ハンドル部分:ステンレス鋼 キャップ、スティック部分:PEEK樹脂


種類	製品 No.
1 種類	70007164






Aadva ロケータアバットメント

1 函=1 個
【材質】Ti-6Al-4V 合金
対応ドライバー: ロケータアバットメントドライバー (P27)、コアツール (P28)





種類	EPH	製品 No.
Narrow	1.0	10016629
	2.0	10016630
	3.0	10016631
	4.0	10016632
	5.0	10016633
	6.0	10016634
Regular/Wide	1.0	10016635
	2.0	10016636
	3.0	10016637
	4.0	10016638
	5.0	10016639
	6.0	10016640

Narrow



Regular/Wide



ロケータアタッチメント★

1 函=2 バック (セット包装)、1 函=4 個 (単品包装)
【材質】メーラ: ポリアミド
デンチャーキャップ (ブラックプロセシングメーラ付): Ti-6Al-4V 合金、ポリエチレン
ブロックアウトスペーサー: シリコーン

セット包装

種類	製品 No.	仕様
メーラプロセシング パッケージ 2 バック	10016570	デンチャーキャップ、ブロックアウトスペーサー各 2 個 メーラ (ブルー、ピンク、クリア) 各 2 個
メーラプロセシング パッケージ (角度対応) 2 バック	10016571	デンチャーキャップ、ブロックアウトスペーサー各 2 個 メーラ (レッド、オレンジ、グリーン) 各 2 個

※ 1 バック包装の販売はございません。デンチャーキャップ単品販売はございません。

単品包装


種類	製品No.	維持力 (kgf)	使用角度*	仕様
メール (ブルー)	10016572	0.7	0~10°	各 4 個
メール (ピンク)	10016573	1.4		
メール (クリア)	10016574	2.3		
メール (レッド)	10016576	0.5	10~20°	
メール (オレンジ)	10016577	0.9		
メール (グリーン)	10016578	1.8		
メール (グレー)	10016575	0	0~20°	

※ 使用角度は 1 本あたり、インプラント間の角度は 2 倍になります。

ロケータアバットメントドライバー★

1 函=1 本
【材質】ステンレス鋼

製品 No.	長さ (mm)
10016561	23
10016562	29



補綴用コンポーネント



インプレッションコーピング★

1 函=4 個
【材質】アルミニウム合金、ポリエチレン
アバットメントレベルでの印象採得用

種類	製品 No.
1 種類	10016563

ブラックプロセシングメーラ★


1 函=4 個
【材質】ポリエチレン
デンチャー装着作業用

種類	製品 No.
1 種類	10016564

ロケータアバットメントリテイニングスリーブ★

1 函=4 個
【材質】ポリサルフォン
アバットメント運搬時のホルダー

種類	製品 No.
1 種類	10016569



ロケータブロックアウトスペーサー★

1 函=20 個
【材質】シリコーン
デンチャーキャップ取込み時にアバットメントにレジンを巻き込ませないためのスペーサー

種類	製品 No.
1 種類	10016567

ロケータパラレルポスト★


【包装】1 函=4 個
【材質】ポリエチレン
ロケータアバットメントに装着し、インプラント間の角度確認で使用

種類	製品 No.
1 種類	10016565

ロケータコアツール★

1 函=1 本
【材質】ステンレス鋼
メーラ類の着脱およびアバットメント着脱に使用

種類	製品 No.
1 種類	10016568



ロケータアングルメジャーメントガイド★

1 函=1 個
【材質】ステンレス鋼
パラレルポストを立てて角度を確認

種類	製品 No.
1 種類	10016566

技工用コンポーネント



ロケータアナログ★

1 函=4 個
【材質】アルミニウム合金


種類	製品 No.
φ 4mm	10016821

ロケータプロセシングスペーサー★

1 函=4 個
【材質】ポリオキシメチレン
デンチャーキャップのスペースを確保

種類	製品 No.
1 種類	10016823

Elos Accurate ※スキルドライバーではスキャンボディの着脱不可



スキャンボディ (インプラントAadva用)
〈インプラントレベル〉

【材質】チタン合金、PEEK樹脂
●対応ドライバー:スキャンボディドライバー (P30)

種類	径	製品No.
IO-10A-A	●Narrow	70011241
IO-10A-B	●●Regular / Wide	70011242

スキャンボディ (ブリッジ用)
〈アバットメントレベル〉

【材質】PEEK樹脂
●対応ドライバー:スキャンボディドライバー (P30)

種類	径	製品No.
IO 10D-A	●φ 3.8SR	70011248
IO 10D-B	●●φ 4.8SR	70011249
IO 10D-C	●●●φ 6.0SR	70011250



プリントモデルアナログ (インプラントAadva用)
〈インプラントレベル〉


【材質】チタン合金

径	製品No.
●Narrow	70011254
●●Regular	70011255
●●●Wide	70011256

プリントモデルアナログ (ブリッジ用)
〈アバットメントレベル〉

【材質】チタン合金


径	製品No.
●φ 3.8SR	70011265
●●φ 4.8SR	70011266
●●●φ 6.0SR	70011267



スキャンボディドライバー

【材質】ステンレス鋼



種類	製品No.	寸法 A (mm)
ショート	70011252	12



Elos用 プリントモデルアナログ プライヤー

【材質】ステンレス鋼

品名	製品No.
Elos用 プリントモデルアナログ プライヤー	70011268



Elos用 プリントモデルアナログ
インサクションピン

【梱包】1函=2個
【材質】ステンレス鋼

品名	製品No.
Elos用 プリントモデルアナログ インサクションピン	70011269

Elos用 プリントモデルアナログ
インサクションスクリュー

【梱包】1函=5個
【材質】ステンレス鋼

品名	製品No.
Elos用 プリントモデルアナログ インサクションスクリュー	70011270

電動式骨手術器械



ジーシー インプラント
モーターIM-Ⅳ
ライト付
管理医療機器 303ALBZX00014A02
発売元/ (株) ジーシー 製造販売元/ (株) ナカニシ

電動式骨手術器械



バリオサージ3
(フットコントロール無しセット)
※フットコントロールは別売です。
(フットコントロール)
管理医療機器・特定保守管理医療機器 225ABBZX00144000
発売元/ (株) ジーシー 製造販売元/ (株) ナカニシ

電動式骨手術器械



ジーシー インプラントモーター BA
管理医療機器 231AKBZX00017000
発売元/ (株) ジーシー 製造販売元/ ビエン・エア・アジア株式会社

骨補填材




サイトランス グラニュール
【包装・医院価格】
1函=0.25g (Sサイズ、Mサイズ)
1函=0.5g (各サイズ)
1函=2g (Mサイズ、Lサイズ)
【種類】Sサイズ(粒径0.3~0.6mm)
Mサイズ(粒径0.6~1.0mm)
Lサイズ(粒径1.0~2.0mm)
高度管理医療機器 ジーシー サイトランス グラニュール
吸収性歯科用骨再建インプラント材 22900BZX00406000

吸収性メンブレン



サイトランス エラシールド
【包装・医院価格】
1函=15×25mm
1函=25×25mm
1函=30×40mm
高度管理医療機器 ジーシー サイトランス エラシールド
吸収性歯科用骨再建インプラント材 30200BZX00173000

手術用ドリルビット



ジーシー ドリルエクステンション

【材質】ステンレス鋼
●ドリル以外の装着不可
※詳細はP34参照

種類	製品No.
1種類	10016353

一般医療機器 13B1X00155000200
ジーシー ドリルエクステンション
発売元 製造販売元/ (株) ジーシー

ガイドドリル

【材質】ステンレス鋼

リンデマンボンドリル

【材質】ステンレス鋼

種類	製品No.
ガイドドリル	70007037
リンデマンボンドリル	70007107

管理医療機器 223AGBZX 0020500
ジーシー インプラントRe II・ドリルシステム
発売元/ (株) ジーシー 製造販売元/ (株) デンテック

インスツルメントカセット 10 本用

【種類】分割式、蝶番式
【包装】1函:1個
※製品にインスツルメントは含まれておりません。
本品はお取引販売店からのお届けとなります。

別売品
インスツルメントカセット10本用 交換用ラバー
包装●1函=6個セット

コラーゲン使用吸収性局所止血剤



テルプラグ
【包装・医院価格】
1函=SS (10個入り)
1函= S (10個入り)
1函= M (5個入り)
1函= fit (5個入り)

コラーゲン使用吸収性局所止血材 テルプラグ
高度管理医療機器 20900BZZ00646000



ジーシー バイオマテリアル
Online Shop

コラーゲン使用人工皮膚



テルダーミス
シリコーン膜付タイプ

【包装・医院価格】
1函= 2.5×2.5cm (5枚入り)
1函= 2.5×5cm (1枚入り)
1函= 5×5cm (1枚入り)

テルダーミス
メッシュ補強タイプ

【包装・医院価格】
1函= 2.5×2.5cm (5枚入り)
1函= 2.5×5cm (1枚入り)
1函= 5×5cm (1枚入り)

テルダーミス
コラーゲン単層タイプ

【包装・医院価格】
1函= 2.5×2.5cm (5枚入り)
1函= 2.5×5cm (1枚入り)
1函= 5×5cm (1枚入り)

コラーゲン使用人工皮膚 テルダーミス真皮欠損用グラフト
高度管理医療機器 20400BZZ00406000

サージカルインスツルメント



ミキシングカップ

スプーン

骨補填材用蓋付き
ミキシングカップ

本品はお取引販売店からのお届けとなります。

骨補填材用
スプーン

本品はお取引販売店からのお届けとなります。

一般医療機器 13B1X00155000296
製造販売元/ (株) ジーシー

滅菌済針付縫合糸



ソフトレッチ

3-0、4-0、5-0 20本入り
6-0 10本入り
7-0 10本入り
8-0 10本入り

【材質】ステンレス鋼

●糸の種類・長さ

3-0/4-0/5-0/6-0 ソフトナイロン・50cm
7-0/8-0 ナイロン・35cm

本品はお取引販売店からのお届けとなります。

高度管理医療機器 単回使用
ポリアミド縫合糸 20400BZZ00579A01
製造販売元 株式会社シラカワ

※詳細につきましては、各製品のパンフレット、
添付文書等をご参照ください。

バイオソフトレッチ

4-0 10本入り
5-0 10本入り


【材質】ステンレス鋼

●糸の種類・長さ

PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) 45cm
本品はお取引販売店からのお届けとなります。

高度管理医療機器 単回使用
ポリテトラフルオロエチレン縫合糸
229AKBZI00035A01
選任製造販売元 株式会社ジオメディ

※詳細につきましては、各製品のパンフレット、
添付文書等をご参照ください。




シミュレーションソフトウェア

イデアランド

【包装】USB、ライセンス発行報告書、連絡先カード
汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム イデアランド
管理医療機器 227AHBZX00029A02
製造販売元 株式会社アイキャット

ガイドッドサージェリーキット
ジーシー ガイドシステム



システムの詳細については、カタログを別途ご用意
しておりますのでご用命ください。

Aadva スキャン

種類	希望医院価格
Aadva スキャン E2	
Aadva スキャン E3	
Aadva スキャン E4	
Aadva スキャン F8	

Aadva スキャン E2 一般医療機器 13B1X00155000314
Aadva スキャン E3 一般医療機器 13B1X00155000294
Aadva スキャン E4 一般医療機器 13B1X00155000302
Aadva スキャン F8 一般医療機器 13B1X00155000316

ご注文いただく前にご確認ください


インプラント体

(1) カバースクリュー (P3) は別売です。

2回法の際はカバースクリュー (P3) を1回法の際にはヒーリングスクリュー (P3) を必ずご準備ください。

インスツルメント


(1) インプラントドライバー (P11) はそれぞれ専用の製品があります。



異なるドライバーではインプラントを埋入できません。


アバットメント

(1) EPHはEmergence Profile Heightの略です。症例に応じて適切なEPHのアバットメントを選択してください。



(2) CAD/CAMワキシングベース (P18) にワックスアップする際は所定の始点よりワックスアップしてください。

(3) CAD/CAMワキシングベース Narrow (P18) には識別用の溝が付与されています。



(4) レディアバットメント (P19) は削合せずに使用してください。


(5) ラボスクリュー (P25) は模型上のみでご使用ください。

(6) 各アバットメント締結の際は、製品の推奨締結トルク値をご確認ください。

過剰なトルク、低すぎるトルクはスクリューの緩み、破折につながる恐れがあります。

その他

(1) ドリルエクステンションは、ドリル以外には使用しないでください。ドリル以外に使用した場合、破損につながる恐れがあります。



ご注文について

ご注文はWEBまたはFAXにてお申し付けください



オンラインショップからご注文



ジーシーインプラントOnline Shop

オンラインショップからご購入される場合は、あらかじめ会員登録（無料）が必要になります。QRコードより新規会員登録またはログインの上、ご利用ください。



FAXでのご注文

ジーシー受注センター



FAX 0120-248117

FAX注文用紙は、インプラントサイトよりダウンロードしてご利用いただけます。または、P36のFAX注文用紙をコピーしてご利用いただくことも可能です。

セレクトサービスについて

- サービス対象製品
- ①インプラント体（フィクスチャー）
 - ②カバースクリュー
 - ③ヒーリングスクリュー

セレクトサービスは手術で使用するインプラント体に加え、使用する可能性のある製品も併せて一旦ご購入いただき、治療後に未使用分をご返品いただくものです。

※ご注文の場合はセレクトサービス専用の注文用紙が必要になります。

返品について

通常のご注文では返品は受け付けておりません。セレクトサービスで、返品条件にあった製品のみ受け付けております。

お届けについて

当日発送の受付締切時間は13時30分です。

- 13時30分以降のご注文につきましては、翌営業日の発送とさせていただきます。（※手術日の2～3日前までの到着を目安に早めのご注文をお願いします。）
- 宅急便にて配送いたしますが、配達時刻の指定はできません。
- 天候・交通事情等により製品の到着に時間がかかる場合があります。
- 土・日・祝日・夏季休業・年末年始のご注文は翌営業日の発送とさせていただきます。

・ジーシー インプラント Aadva
高度管理医療機器 22600BZX00155000
・ジーシー インプラント Aadva 補綴用コンポーネントHRD
高度管理医療機器 22600BZX00157000
・ジーシー インプラント Aadva 補綴用コンポーネントSPSR
高度管理医療機器 22600BZX00509000
・ジーシー インプラント Aadva 補綴用コンポーネントASR
高度管理医療機器 22700BZX00156000
・ジーシー インプラント Aadva 補綴用コンポーネントB
高度管理医療機器 22700BZX00027000
・ジーシー インプラント Aadva 補綴用コンポーネントL
高度管理医療機器 22700BZX00066000
・ジーシー インプラント Aadva 補綴用コンポーネントFD
高度管理医療機器 22800BZX00059000
・ジーシー インプラント Aadva チタンベース
高度管理医療機器 22900BZX00132000
・ジーシー インプラント Aadva 上部構造材
管理医療機器 223AKBZX00222000
・ジーシー インプラント MS II
管理医療機器 223AKBZX00066000
・ジーシー インプラント ロケータアタッチメント
・ジーシー インプラント Aadva ショート
管理医療機器 225AKBZX00074000
・ジーシー インプラント Aadva ドリルシステム

管理医療機器 227AFBZX00061000
・インプラントマイジンガースタートドリル
管理医療機器 229AFBZX00065000
・ジーシー インプラント Aadva 補綴用器具
一般医療機器 13B1X00155000228
・ジーシー インプラント Aadva 技工用器材
一般医療機器 13B1X00155000229
・ジーシー インプラント・ホルダー
一般医療機器 13B1X00155000213
・ジーシー インプラント ロケータアパットメント
ドライバー
一般医療機器 13B1X00155000246
・ジーシー インプラント ロケータアタッチメント
補綴用コンポーネント
一般医療機器 13B1X00155000248
・ジーシー インプラント ロケータアタッチメント
技工用コンポーネント
一般医療機器 13B1X00155000247
・ジーシー インプラント Elos Accurate
一般医療機器 13B1X00155000299
・ジーシー インプラント Aadva ショート
高度管理医療機器 30500BZX00268000

発売元・製造販売元 / 株式会社ジーシー

・ジーシー インプラント Aadva インストルメント
一般医療機器 09B2X00010G00061
・ジーシー インプラント Aadva マシン用インプラントドライバー
一般医療機器 223AGBZX00172000
・ジーシー インプラント・補綴用インストルメント
マシンアパットメントドライバー
一般医療機器 09B2X00010G00047
・ジーシー インプラント・補綴用インストルメント アパットメント
スクリュードライバー
一般医療機器 09B2X00010G00027
・ジーシー インプラントRe・補綴用インストルメント
マシン用スキルドライバーPlus
一般医療機器 09B2X00010G00008
・ジーシー インプラントRe・補綴用インストルメント
スキルドライバーPlus
一般医療機器 09B2X00010G00006
・ジーシー インプラントRe・外科用インストルメントトルクレンチ/
トルクレンチアダプター
一般医療機器 09B2X00010G00002
・ジーシー インプラント MS II-技工用インストルメント
一般医療機器 09B2X00010G00072

発売元 / 株式会社ジーシー 製造販売元 / 株式会社シオダ

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※掲載の価格とジーシー研究所測定の見解データは、2024年7月現在のものです。
※価格は希望医院価格です（価格には消費税は含まれておりません）。

発売元 株式会社ジーシー / 製造販売元 株式会社ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター

お客様窓口 0120-416480

受付時間9:00a.m.～5:00p.m.（土曜日、日曜日、祝日を除く）

https://www.gc.dental/japan

- 支店 ●東京 (03) 3813-5751 ●大阪 (06) 4790-7333
- 営業所 ●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722
●東北 (022) 207-3370 ●九州 (092) 441-1286



GC Implant

ジーシー インプラント
FAX 注文用紙



0120-248117

ご請求先

※印は必ずご記入ください。

貴医院名 / 技工所名 ※
貴医院 / 技工所 電話番号 ※
お取引販売店 ※
支店
備考欄

お届け先

ご請求先とお届け先が異なる場合はご記入ください。

お届け先医院名 / 技工所名
お届け先医院 / 技工所 電話番号
お届け先医院 / 技工所 住所
ご記入担当者
GC 記入欄（お客様コード）

注意事項

■製品のお届けについて

当日発送の受付締切時間は13時30分です。

13時30分以降のご注文につきましては、翌営業日の発送とさせていただきます。

※手術日の2～3日前までの到着を目安に早めのご注文をお願いします。

- 宅急便にて配送いたしますが、配達時刻の指定はできません。
- 天候・交通事情等により製品の到着に時間がかかる場合があります。
- 土・日・祝日・夏季休業・年末年始のご注文は翌営業日の発送とさせていただきます。

■返品について

通常のご注文では返品は受け付けておりません。セレクトサービスで、返品条件にあった製品のみ受け付けております。

■セレクトサービスについて

セレクトサービスのご注文は別途専用の注文用紙が必要になります。以下のサイトよりダウンロードの上、ご使用ください。

https://www.gcdental.co.jp/implant/

	製品番号（8桁）								発注数量	製品名
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

カスタマーサービスセンター お客様窓口 0120-416480

受付時間9:00a.m.～5:00p.m.（土曜日、日曜日、祝日を除く）

https://www.gc.dental/japan