

GC



ジーシー インプラント

SR アバットメント 17°, 30°

Narrow



for Implant Aadva

Aadva®

SR アバットメント 17°、30° Narrow 製品仕様一覧表

17°


30°

EPH 1.0mm

EPH 2.5mm

EPH 1.0mm

EPH 2.5mm




【包装】1函=1個 アングルスクリュー、アングルホルダー付


【希望医院価格】 ¥26,000

【材質】Ti-6A-V合金

【対応ドライバー】スキルドライバーPlus



種類		EPH (mm)	φ (mm)	製品 No.	寸法 (mm)	
					A	B
Narrow	17°	1.0	4.8	10037308	3.5	2.1
		2.5		10037309	5	3.6
	30°	1.0		10037310	4.5	2.1
		2.5		10037311	6	3.6



ジーシーインプラント製品のご注文は「ジーシーインプラントOnline Shop」をご利用ください。



ジーシーインプラントオンラインショップ



ジーシーインプラント
Online Shop

ジーシー インプラント Aadva 補綴用コンポーネントASR 高度管理医療機器 22700BZX00156000

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2023年8月現在のものです。

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ

どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

