



ジーシー インプラント Elos Accurate

エロス アクキュレート


GC



ジーシーインプラント各システムのインプラントレベル
アバットメントレベルのスキャンボディ
3D プリンター用アナログをラインナップ

ジーシーインプラント
ライブラリデータはコチラ





※アバットメント、3Dプリントモデルの設計を行うにはジーシーインプラントのライブラリデータがインストールされた 3Shape 社製「Dental System」にアドオンモジュール「Abutment Designer」および「Model Builder ALL Scans」が追加されている必要があります。
※ジーシーインプラントのライブラリデータをインストールするには「Dental System」が「2017 以降のバージョン」である必要があります。

	システム	製品名	製品 No.
スキャンボディ	SETiO	スキャンボディ SETiO φ3 用	9B019
		スキャンボディ SETiO φ3.8 用	9B020
		スキャンボディ SETiO φ4.4 用	9B021
		スキャンボディ SETiO φ5 用	9B022
	GENESiO	スキャンボディ GENESiO 用（全径共用）	9B018
	Aadva	スキャンボディ Implant Aadva Narrow 用	9B016
		スキャンボディ Implant Aadva Regular/Wide 用	9B017
	アバットメント レベル	スキャンボディ Ab. レベル用 φ3.8SR, φ3/φ3.4 コニカル	9B023
		スキャンボディ Ab. レベル用 φ4.8SR, φ3.8/φ4.4 コニカル	9B024
		スキャンボディ Ab. レベル用 φ6.0SR, φ5 コニカル	9B025
アナログ	SETiO	プリントモデルアナログ SETiO φ3 用	9B036
		プリントモデルアナログ SETiO φ3.8 用	9B037
		プリントモデルアナログ SETiO φ4.4 用	9B038
		プリントモデルアナログ SETiO φ5 用	9B039
	GENESiO	プリントモデルアナログ GENESiO φ3.4 用	9B032
		プリントモデルアナログ GENESiO φ3.8 用	9B033
		プリントモデルアナログ GENESiO φ4.4 用	9B034
		プリントモデルアナログ GENESiO φ5 用	9B035
	Aadva	プリントモデルアナログ Implant Aadva Narrow 用	9B029
		プリントモデルアナログ Implant Aadva Regular 用	9B030
		プリントモデルアナログ Implant Aadva Wide 用	9B031
	アバットメント レベル	プリントモデルアナログ Ab. レベル用 φ3.8SR, φ3/φ3.4 コニカル	9B040
		プリントモデルアナログ Ab. レベル用 φ4.8SR, φ3.8/φ4.4 コニカル	9B041
		プリントモデルアナログ Ab. レベル用 φ6.0SR, φ5 コニカル	9B042
インスツルメント		スキャンボディドライバー ショート	9B027
		プライヤー	9B043
		インサージョンピン（2個入り）	9B044
		インサージョンスクリュー（5個入り）	9B045