


Aadva ショートインプラント




滅菌済 単回使用

Aadva ショートインプラント

【包装・希望医院価格】1 函:1 本
 【材質】Ti-6Al-4V 合金
 1 条ネジ
 対応ドライバー: φ4.2 インプラントドライバー Narrow
 φ5.2 インプラントドライバー Regular/Wide

種類	製品 No.
φ4.2 Narrow	10041380
φ5.2 Regular/Wide	10041381

ドリル (Aadvaショートインプラント専用)



Aadva ショートインプラント ツイストドリル

【包装・希望医院価格】1 函:1 本
 【材質】ステンレス鋼 (TiN コーティング)

種類	製品 No.	寸法 (mm)
		長さ L
φ2.0	10041519	29.3
φ2.7	10041520	29.3
φ3.4	10041521	29.3
φ3.9	10041522	29.3
φ4.4	10041523	29.3



Aadva ショートインプラント カウンターシンクドリル

【包装・希望医院価格】1 函:1 本
 【材質】ステンレス鋼 (TiN コーティング)

種類	製品 No.	寸法 (mm)
		長さ L
φ4.2	10041524	27.3
φ5.2	10041525	27.3



Aadva ショートインプラント タップ


【包装・希望医院価格】1 函:1 本
 【材質】ステンレス鋼 (TiN コーティング)

種類	製品 No.	寸法 (mm)
		長さ L
φ4.2	10041526	28.3
φ5.2	10041527	28.3

サージカルボックス



サージカルボックス式



インサート

サージカルボックス

【包装・希望医院価格】
 1 函:1 個 (サージカルボックス式)
 1 函:1 個 (インサート)
 【材質】ポリフェニルサルフォン・シリコーン
 【外形寸法】
 (一式) W190mm×D145mm×H75mm
 ●オートクレープ滅菌可 (耐熱温度 200℃)

種類	製品 No.
サージカルボックス式	70017310
インサート	70017311



ジーシー インプラント
Online Shop はこちら

ジーシー インプラント Aadva ショート 高度管理医療機器 30500BZX00268000
 ジーシー インプラント Aadva ドリルシステム 管理医療機器 227AFBZX00061000

※掲載情報は2024年6月現在のものです。
 ※本カタログに記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標、または商標です。
 ※価格は希望医院価格です (価格には消費税は含まれておりません)。
 ※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 ※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
 東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区通沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
 お客様窓口 ☎0120-416480
 受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
 ●東 京 (03) 3813-5751 ●大 阪 (06) 4790-7333
 営業所
 ●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722
 ●東 北 (022) 207-3370 ●九 州 (092) 441-1286


iPhoneもAndroidも
 App Store Google Play
 ジーシー 公式アプリ
 どちらもコチラのQRでOK!
 推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。



VA011X2406

インプラント Aadva® ショートインプラント




歯科用インプラントシステム




GC Implant

Thread Design

スレッドを大きく張り出させることにより
インプラント体表面積の低下を防止




Implant Size




Single Thread

埋入深度のコントロール性を重視した
シングルスレッドを採用



Dedicated Drill for Aadva Short Implant

Aadva Short Implant に適した専用ドリルをラインナップ



New Surgical Box
for Implant Aadva

Aadva Short Implant を含めた Implant Aadva
システムの主要ドリルが収納可能

