

ジェネシオ Plus をご使用のユーザー様

ジェネシオ Plus 専用アナログ発売のご案内

日頃は格別のご支援を賜り、誠にありがとうございます。

この度、ジェネシオ Plus 専用のフィクスチャーアナログが発売となります。

本品は嵌合部形状が『ジェネシオ Plus』と同様の6溝となっております。

現在販売中のインプラント『ジェネシオ Plus』の補綴物作製の際は『フィクスチャーアナログ IN Plus』をご使用くださいますようお願い申し上げます。

発売日：2022年3月22日

| 製品 No. | 品名 | 包装 | 希望医院価格 |
|--------|--------------------------|-----|--------|
| 7B371 | φ3.8 フィクスチャーアナログ IN Plus | 1 個 | ¥3,600 |
| 7B372 | φ4.4 フィクスチャーアナログ IN Plus | 1 個 | ¥3,600 |
| 7B373 | φ5 フィクスチャーアナログ IN Plus | 1 個 | ¥3,600 |

新製品 (6 溝)

フィクスチャーアナログ IN Plus
嵌合部形状 (咬合面観)



※ジェネシオ Plus (現行品)
専用アナログ

従来品 (3 溝)

フィクスチャーアナログ IN
嵌合部形状 (咬合面観)



※ジェネシオ (旧製品)
専用アナログ

※ジェネシオフィクスチャーが埋入された患者様の補綴物再作製時には従来品のフィクスチャーアナログ IN をご使用下さい。