


イオム レガロ仕様(共通) ●電源電圧= AC100V 50/60Hz ●最大消費電力= 900VA ●使用空気圧= 0.50MPa ●使用水圧= 0.20MPa

立面図 寸法(1/50縮寸)単位:mm


SS スライドデリバリー・ステップチェアタイプ

●重量= SS:290kg/SC:280kg SS:355kg
(手術顕微鏡 OPMI®pico 搭載時)




FS フロアマウント・ステップチェアタイプ

●重量= FS:260kg




OC オーバーアーム・カンターチェアタイプ

●重量= OS:240kg/OC:270kg




CS カート・ステップチェアタイプ

●重量= CS:240kg/CC:270kg




平面図 寸法(1/50縮寸)単位:mm


SS スライドデリバリー・ステップチェアタイプ




FS フロアマウント・ステップチェアタイプ




OS オーバーアーム・ステップチェアタイプ
(ロングベース/ショートベース)




CS カート・ステップチェアタイプ
(ロングベース/ショートベース)



SC スライドデリバリー・カンターチェアタイプ



OC オーバーアーム・カンターチェアタイプ



CC カート・カンターチェアタイプ

