

超音波洗浄器

Easyclean

イージークリーン

3つの機能で洗浄効果アップ！

しつこい汚れもムラなく落とす超音波洗浄器。



3
YEARS GUARANTEED
3年保証

洗浄槽は消耗品のため
3年保証の対象外となります。

注文No.1850-2000
価格 140,000円

1 温度調節機能 (30~80℃)

5℃単位で洗浄物に応じた温度設定が可能です。
温度が高いと器具やバーのしつこい汚れが
落ちやすく、洗浄時間の短縮につながります。

※血液や蛋白質系の物質が付着した器具は、
40℃以上で洗浄すると金属に凝固付着するため、
必ず40℃以下で洗浄してください。

2 ガス抜き機能 (デガスモード)

超音波の洗浄効果を促進させるため
溶液中に含まれる微細な気体を取り除きます。

3 スイープ機能 (スイープモード)

超音波の周波数を連続的に変化させ均等にする
ことで、洗浄ムラを抑制します。

仕様

包装	本体、プラスチックカバー ステンレスバスケット
サイズ	W300×D179×H214mm
洗浄槽サイズ	W240×D137×H100mm
洗浄槽容量	2.75L
本体重量	3.3kg
電源・電圧	AC100V 50/60Hz

付属品



プラスチックカバー
注文No.1850-0001
価格 6,800円

ステンレスバスケット
注文No.1850-0003
価格 18,000円

【別売品】



ステンレスカバー
注文No.1850-0002 価格 14,000円

ディッピングバスケット
注文No.1850-0004
価格 14,000円

耐酸性容器
注文No.1850-0005
価格 18,000円

ビーカー600mL
注文No.1850-0006
価格 8,000円

プラスチックカップ
注文No.1850-0007
価格 2,400円

一般的名称：器具除染用洗浄器 医療機器分類：一般医療機器 届出番号：13B2X10104030350
※価格は希望医院価格です。(価格に消費税は含まれておりません)

使用例

インストゥルメント



付属のステンレス
バスケットを使用する
ことで、細かい器具や
義歯などの洗浄が
行えます。

補綴物



トレー



ご用命は

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288