

超音波洗浄器

Easyclean TEC

イージークリーン TEC

3
 YEARS GUARANTEE
3年保証

 洗浄槽は消耗品のため
 3年保証の対象外となります。

頑固な汚れも、ヒーター × スイープ機能で
ムラなく効率的な洗浄を。

すべてが進化した“ドイツ製” Easyclean TEC !
37kHz の超音波と温度制御で、毎日の器具洗浄をスマートに。

★ 37kHzの安定した超音波周波数で、
器具にやさしく確実な洗浄を実現
エコモード、ダイナミックモードを搭載し、
汚れの状態に応じた柔軟な洗浄が可能

★ 内蔵ヒーターで30～80℃まで
温度調整が可能
温度の力で洗浄効果を高め、頑固な汚れも
短時間で効率的に除去
作業効率を向上させ、スタッフの負担を軽減

★ 耐キャビテーション性に優れた
ステンレス製タンクを採用
長時間の使用にも耐え、
器具を守りながら安定した性能を発揮

★ 永久スイープ機能で周波数を
分散し、洗浄ムラを防止
均一な洗浄で、死角のない仕上がりを実現



使用例



石膏用マウンティングプレート



インスツルメント

仕様	
許容主電源電圧	100 V
電源周波数	50/60 Hz
消費電力	280 W
超音波周波数	37 kHz
超音波有効電力	80 W
加熱力	200 W
外形寸法	W305×D190×H230mm
重量(蓋付き)	3.3 kg
容量(タンクの最大容量)	2.7 L
(操作時のタンク容量)	1.7 L


 注文No. 1852-2000
 価格 178,000円

付属品


 プラスチックカバー
 注文No. 1850-0001
 価格 7,400円

 ステンレスバスケット
 注文No. 1850-0003
 価格 20,000円

【別売品】


 ステンレスカバー
 注文No. 1850-0002
 価格 15,000円

 耐酸性容器
 注文No. 1850-0005
 価格 20,000円

 プラスチック
 カップ
 注文No. 1850-0007
 価格 3,000円

 ディッピング
 バスケット
 注文No. 1850-0004
 価格 16,000円

 ビーカー 600mL
 注文No. 1850-0006
 価格 8,400円

 一般の名称: 器具除染用洗浄器 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030390
 ※価格は希望医院価格です。(価格に消費税は含まれておりません)

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

 東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
 大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
 北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
 九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288