エアータービン



- 1. グリーンインパルス S-ML ライト付 4 点注水スプレー (ステンレスボディ) ヘッドサイズφ 10.6 × H12.4mm グリーンインパルス S-SL ライト付 4 点注水スプレー (ステンレスボディ) ヘッドサイズφ 10.1 × H13.3mm
- ▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 224ALBZX00044A01

2. チタン X カプリング LED





- 3. カボ エキスパートトルク E680L ライト付 4 点注水スプレー
- 4. カボ エキスパートトルク ミニ E677L ライト付 3 点注水スプレー
- ▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 223AIBZX00038000



- 5. カボ マルチフレックス LUX カプリング 465LRN ライト付 スプレー調節リング付
- 6. カボ マルチフレックス LUX カプリング 465LED ライト付 スプレー調節リング付
- ▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 218AIBZX00075000

モーターアタッチメント









A E10 C

- 7. Ti-X コントラ C1:1 ライトなし (チタンボディ) シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min⁻¹
- 8. Ti-X コントラ C1:1L ライト付 (チタンボディ) シングルスプレー 等速 CA 用 MAX 40,000min⁻¹ 9.Ti-X コントラ C1:5 ライトなレ (チタンボディ)
- 4 点注水スプレー 5 倍速 FG 用 MAX 200,000min⁻¹ 10.Ti-X コントラ C1:5L ライト付 (チタンボディ)
- 4 点注水スプレー 5 倍速 FG 用 MAX 200,000min⁻¹
 ●管理医療機器 特定保守管理医療機器 219ALBZX00013A01
- 11.Ti-X ストレート S1:1 ライトなし(チタンボディ) シングルスプレー 等速 HP 用 MAX 40,000min⁻¹
- ▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 219ALBZX00014A01
- 12. カボ エキスパートマティック E20C ライトなし シングルスプレー 等速 CA 用 MAX 40,000min⁻¹
- 13. カボ エキスパートマティック E20L ライト付 シングルスプレー 等速 CA 用 MAX 40,000min⁻¹
- 14. カボ エキスパートマティック E10C ライトなし シングルスプレー 等速 HP 用 MAX 40,000min⁻¹
- ▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 223AIB7X00039000

マイクロモーター (ブラシレス)



- 15.MG モーター LED ライト付 内部注水方式 ブラシレス 本体滅菌可能 MAX40.000min⁻¹
- ▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 220AFBZX00212000
- 16.
- 16.MX2 PLUS モーター LED ライト付 内部注水方式 ブラシレス 本体滅菌可能 MAX40.000min・1
- ▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 220AFBZX00212000

※ライト付ハンドピースは、ライトなしマイクロモーターには装着できません。

ウルトラソニックスケーラー



- 19. バリオス 2 スケーラー ライトなし 20. バリオス 2 L スケーラー LED ライト付
- ▶ 管理医療機器 特定保守管理医療機器 223ALBZX00036000



- 21. EMS2 スケーラー ライトなし 22. EMS2 L スケーラー ライト付
- ▶ 管理医療機器 特定保守管理医療機器 225AFBZX00073000



- 23. ニュートロン スケーラー ライトなし 24. ニュートロン スケーラー ライト付
- ▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 224ALBZX00038000

マイクロモーター (ブラシ)



- 17.Ti モーター S ライトなし 内部注水方式 MAX 40,000min⁻¹
- 18.Ti モーター SL LED ライト付 内部注水方式 MAX 40,000min⁻¹
- ▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 223ALBZX00020A01 ※ライト付ハンドビースは、ライトなしマイクロモーターには装着できません。

※ 回転数につきましては、12 ページをご確認ください。

歯面清掃器

25. エアフローハンドピース(縁上)



25. キット エアフロー ▶ 能動型機器接続歯面清掃用器具 キット エアフロー 管理医療機器 303AKBZX00016000





27. イオムシリンジ ディスポシリンジノズル用アダプタ付 Dr./Asi ディスポシリンジノズル

口腔内カメラ



28. MyRay カム C-U2 ▶歯科用口腔内カメラ 一般医療機器 13B1X00155000309

エアフローハンドピース(縁上) 清掃能力の向上とエアロゾル飛散を抑制



パウダーの噴射範囲が32%拡大*し、2倍*の噴射 速度になったため、汚れの除去時間を短縮。またこ れによりパウダーの消費量とコストを低減しました。

- ・さまざまな症例で使用可能
- ・歯冠から歯肉縁下4mmまで、歯間等の清掃
- ・露出根面、インプラントの洗浄

新誘導的ラミナー(層状) AIRFLOW®技術 60%減*エアロゾル飛散

60%減*エアロゾル *自社従来製品との比較

ペリオフローハンドピース(縁下) 歯周ポケット内に噴射し効率良く清掃可能



ペリオフローは、ペリオフローノズル*を歯周ポケット内に挿入しパウダーと水を噴射できるため、スケーラー等と比較して短時間で清掃できます。 ※別売:ディスポーザブル式40本人

- ・歯周ポケット内の洗浄→ポケット深さ4~9mmまでの 症例
- →根分岐部病変のI度(初期)と II度(部分期)に適応



ジーシー 歯面清掃パウダー + 水溶性が高く歯周ポケット内にも噴射可能



パウダー主成分のエリスリトールは、洋ナシや味噌等に含まれる天然糖のため、糖尿病の患者さんにも低GI*のパウダーで処置できます。また水溶性が高いため、狭いスペースや歯周ボケット内にもパウダーが残りにくくなっています。

*Glycemic Index (グリセミック・インデックス)



ジーシー 歯面清掃パウダー + 内容量 : 120g

主成分 : エリスリトール 平均粒径: 14µm

保管条件: 周囲温度~25℃、 相対湿度~90%

歯面研磨材 ジーシー 歯面清掃研磨パウダー 一般医療機器 13B1X00155000249

※弊社エアフローを既にご使用の医院様

「ジーシー 歯面清掃パウダー +(エリスリトール)」をご使用される場合、パウダーチャンバー内供給エア圧の変更が必要なため弊社支店・営業所までご連絡ください。