

エアタービン

1. グリーンインパルス Z-ML ライト付
4点注水スプレー (チタンボディ)
ヘッドサイズφ 10.8×H12.1mm
2. グリーンインパルス Z-SL ライト付
4点注水スプレー (チタンボディ)
ヘッドサイズφ 12.5×H13.1mm
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器
224ALBZX00044A01
3. グリーンインパルス S-ML ライト付
4点注水スプレー (ステンレスボディ)
ヘッドサイズφ 10.6×H12.4mm
4. グリーンインパルス S-SL ライト付
4点注水スプレー (ステンレスボディ)
ヘッドサイズφ 10.1×H13.3mm
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器
224ALBZX00044A01
5. チタン X カプリング LED

6. カボ エキスパートトルク E680L ライト付
4点注水スプレー
7. カボ エキスパートトルク ミニ E677L ライト付
3点注水スプレー
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器
223AIBZX00038000
8. カボ マルチフレックス LUX カプリング 465LRN
ライト付 スプレー調節リング付
9. カボ マルチフレックス LUX カプリング 465LED
ライト付 スプレー調節リング付
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器
218AIBZX00083000

モーターアタッチメント

11. Ti-X コントラ C1:1 ライトなし (チタンボディ)
シングルスプレー 等速 CA 用 MAX 40,000min⁻¹
11. Ti-X コントラ C1:1L ライト付 (チタンボディ)
シングルスプレー 等速 CA 用 MAX 40,000min⁻¹
12. Ti-X コントラ C1:5 ライトなし (チタンボディ)
4点注水スプレー 5倍速 FG 用 MAX 200,000min⁻¹
13. Ti-X コントラ C1:5L ライト付 (チタンボディ)
4点注水スプレー 5倍速 FG 用 MAX 200,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器
219ALBZX00013A01
14. Ti-X ストレート S1:1 ライトなし (チタンボディ)
シングルスプレー 等速 HP 用 MAX 40,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器
219ALBZX00014A01
15. カボ エキスパートマティック E20C ライトなし
シングルスプレー 等速 CA 用 MAX 40,000min⁻¹
16. カボ エキスパートマティック E20L ライト付
シングルスプレー 等速 CA 用 MAX 40,000min⁻¹
17. カボ エキスパートマティック E10C ライトなし
シングルスプレー 等速 HP 用 MAX 40,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器
223AIBZX00039000

マイクロモーター (ブラシレス)

18. MG モーター LED ライト付 内部注水方式 ブラシレス **本体滅菌可能**
MAX40,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器
220AFBZX00212000
19. MX2 PLUS モーター LED ライト付 内部注水方式 ブラシレス **本体滅菌可能**
MAX40,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 220AFBZX00212000

※ライト付ハンドピースは、ライトなしマイクロモーターには装着できません。

ウルトラスニックスケーラー

22. パリオス 2 スケーラー ライトなし
23. パリオス 2 L スケーラー LED ライト付
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 223ALBZX00036000
24. EMS2 スケーラー ライトなし
25. EMS2 L スケーラー ライト付
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 225AFBZX00073000
26. ニュートロン スケーラー ライトなし
27. ニュートロン スケーラー ライト付
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 224ALBZX00038000

マイクロモーター (ブラシ)

20. Ti モーター S ライトなし 内部注水方式
MAX 40,000min⁻¹
21. Ti モーター SL LED ライト付 内部注水方式
MAX 40,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 223ALBZX00020A01
※ライト付ハンドピースは、ライトなしマイクロモーターには装着できません。

※回転数につきましては、12ページをご確認ください。


歯面清掃器

28. エアフローハンドピース(緑上)
ペリオフローハンドピース(緑下)
28. キット エアフロー
▶能動型機器接続歯面清掃用器具 キット エアフロー 管理医療機器 303AKBZX00016000

シリンジ

29. イオムシリンジ ディスポズルシリンジ
30. MyRay カム C-U2
▶歯科用口腔内カメラ 一般医療機器 13B1X00155000309

エアフローハンドピース(緑上) 清掃能力の向上とエアロゾル飛散を抑制




パウダーの噴射範囲が32%拡大*1、2倍*の噴射速度になったため、汚れの除去時間を短縮。またこれによりパウダーの消費量とコストを低減しました。

- ・さまざまな症例で使用可能
- ・歯冠から歯肉線下4mmまで、歯間等の清掃
- ・露出根面、インプラントの洗浄

新誘導的ラミネーター(層状) AIRFLOW®技術
60%減*エアロゾル飛散
*自社従来製品との比較


ペリオフローハンドピース(緑下) 歯周ポケット内に噴射し効率的に清掃可能



ペリオフローは、ペリオフローノズル®を歯周ポケット内に挿入しパウダーと水を噴射できるため、スケーラー等と比較して短時間で清掃できます。
※別売：ディスポーザブル式40本入

- ・歯周ポケット内の洗浄
→ポケット深さ4~9mmまでの症例
- 根分岐部病変のI度(初期)とII度(部分期)に適合

ジーシー 歯面清掃パウダー + 水溶性が高く歯周ポケット内にも噴射可能



パウダー主成分のエリスリトールは、洋ナシや味噌等に含まれる天然糖のため、糖尿病の患者さんにも低GI*のパウダーで処置できます。また水溶性が高いため、狭いスペースや歯周ポケット内にもパウダーが残りなくなっています。

ジーシー 歯面清掃パウダー +
内容量 : 120g
主成分 : エリスリトール
平均粒径 : 1.4µm
保管条件 : 周囲温度~25°C、
相対湿度~90%
歯面研磨材 ジーシー 歯面清掃研磨パウダー
一般医療機器 13B1X00155000249

※弊社エアフローを既にご使用の医院様
「ジーシー 歯面清掃パウダー + (エリスリトール)」をご使用される場合、パウダーチャ
ンバー内供給エリアの変更が必要のため弊社支店・営業までご連絡ください。

*Glycemic Index
(グリセミック・インデックス)